



LÍNEAS DE LABORATORIO

AUTOCLAVES



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Autoclaves
Autoclave de Mesa Clase B
Modelo YR03387 // YR03390



#Letsgivingore ❤️
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclaves
Autoclave de Mesa Clase B
Modelo YR03387 // YR03390



Descripción del Técnica:

Modelo	YR03387	YR03389	YR03390
Dimensión de la Cámara	Φ170 x 320 mm	Φ247 x 350mm	Φ247 x 450mm
Volumen de la Cámara	8 Lts	18 Lts	23 Lts
Número de Bandejas	2 / Max. 3		3 / Max. 5
Material de las Bandejas	Aluminio		
Tamaño de las Bandejas	192 x 285 mm	192 x 285 mm	192 x 285 mm
Frecuencia de Voltaje	220/110V, 50/60 Hz		
Potencia	1 750w		
Dimensiones Globales	483 x 450 x 635 mm		490 x 455 x 690 mm
(Ancho x Alto x Profundo)			
Peso	50 Kg	53 Kg	53 Kg



#Letsgivingmore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tit: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclaves
Autoclave de Mesa Clase B
Modelo YR03387 // YR03390



Descripción del Producto:

Autoclave de mesa completamente automático, pre-vacío triple fraccionado, trabaja con un método de precisión controlando la presión y la temperatura.

Características:

Autoclaves de mesa de 8 Litros, 12 Litros, 18 Litros y 23 Litros con pre-vacío de clase B, cumple el estándar europeo EN13060. Estos autoclaves requieren el mínimo espacio, siendo una solución ideal para pequeños negocios como tattoo, consultas podológicas, salones de belleza, veterinarios y laboratorios.

Monitoreo y Seguridad

- ✓ El ciclo no se iniciará a menos que la puerta esté bien cerrada.
- ✓ Sistema automatizado con doble dispositivo de bloqueo de seguridad, evita que la puerta se abra mientras la cámara está presurizada (opcional).
- ✓ Las válvulas de seguridad evitan la sobrepresión del generador y la cámara.
- ✓ Un termostato de seguridad evita el sobrecalentamiento en la cámara y el generador.
- ✓ Un cierre automático de seguridad impide la apertura accidental de la puerta durante el proceso de esterilización.
- ✓ Un protector de electricidad corta automáticamente la energía si en algún lugar tiene un corto circuito o el proveedor de energía no es muy estable.
- ✓ Alarma de fallo, indica un fallo de ciclo y detalla el código de error.
- ✓ Alarma de la puerta, indica que la puerta no está asegurada.
- ✓ Alarma de agua baja, indica cuando el tanque de agua está vacío o demasiado lleno.

Excelente Rendimiento:

- ✓ Autoclaves de mesa completamente automáticos con ciclos de esterilización Pre-programados.
- ✓ Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electro-pulido.
- ✓ Sistema de control de alta precisión para resultados de esterilización perfectos.
- ✓ Generador de vapor independiente, proporciona vapor suficiente para ciclos más rápidos.
- ✓ Interfaz amigable para el usuario, puede ser accionada fácilmente por el mismo.
- ✓ Pantalla LCD, muestra continuamente información sobre el proceso de los ciclos.
- ✓ Tanque de agua tipo abierto, ésta característica hace más fácil el llenado de agua y la limpieza del tanque.

Documentación

- ✓ Impresora Interna: imprime la información detallada del ciclo del programa. (opcional).
- ✓ Puerto USB y memoria USB: toda la información del ciclo del programa se describen automáticamente en la memoria USB y se pueden leer directamente en cualquier PC. (opcional)
- ✓ Memoria interna: se almacena automáticamente la información de los últimos 20 ciclos en el sistema del autoclave, los cuales se pueden imprimir en cualquier momento.



#Letsgivingore ♥
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tlf: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

#LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens through which a specimen is placed. For more information, visit our website.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto
Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

