



LÍNEAS DE LABORATORIO

AUTOCLAVES



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Autoclaves
Autoclave de Mesa Clase B
Modelo YR03395 // YR03400



#Letsgivemore ❤️
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclaves
Autoclave de Mesa Clase B
Modelo YR03395 // YR03400



Descripción del Producto:

Es un autoclave semiautomático “Clase N” que funciona sin generador de vapor. Dispone de un bloqueo de seguridad de presión que puede evitar que se abra si la cámara está presurizada, con dos programas de 121 ° C y 134 ° C. No tiene tanque de agua, el agua debe llenarse dentro de la cámara antes de la esterilización. Con descarga automática de agua opcional (YR03395, YR03396, YR03397), secado (solo YR03396 y YR03397) y secado plus (solo YR03397). Y el tiempo de esterilización y el secado se pueden ajustar..

Rendimiento:

- ✓ Se pueden seleccionar dos programas de 121 ° C y 134 ° C.
- ✓ Pantalla visualización de LED
- ✓ Puede mostrar la temperatura con alta precisión, que puede ser 0.01 ° C.
- ✓ Control de temperatura de alta precisión.
- ✓ El agua se tiene que depositar dentro de la cámara.
- ✓ El indicador de presión muestra la presión todo el tiempo.
- ✓ La presión se libera automáticamente después del ciclo.
- ✓ El agua se drena manualmente

Seguridad y Supervisión:

- ✓ Un bloqueo de seguridad de la presión previene de la apertura si la cámara está presurizada.
- ✓ Protección contra el sobrecalentamiento.
- ✓ La válvula de seguridad de presión evita la sobrepresión en la cámara.

Modelo	YR03395	YR03396	YR03397	YR03398	YR03399	YR03400
Cámara	ø250X350mm			ø250X450mm		
Dimensión						
Voltaje	220-240v/ 50Hz, 110-120v/60Hz					
Energía	1500W					
Esterilización	121/134°C					
la temperatura						
Presión	1,1 bares/121 °C; 2,1 bares/134 °C					
Esterilización tiempo	30~60min ajustable/121°C; 10~60min ajustable/134°C					
Tiempo de secado	Sin secado	1~60min ajustable, Predeterminado 60 minutos		Sin secado	1~60min ajustable, Predeterminado 60 minutos	
Automático	Sí					
Descarga						
El secado	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Secado Plus	No	No	Sí	No	No	Sí



#Let'sgive more ♥
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tlf: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

#LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

