




# LÍNEAS DE LABORATORIO

## AUTOCLAVE



# Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

## Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



### Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



### #Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



### Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



### Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



## KALSTEIN® Autoclaves

Autoclave de vapor vertical con volante de pantalla LCD

Modelo YR05665 // YR05668



### Descripción del Producto:

- ✓ Materiales totalmente de acero inoxidable SS304.
- ✓ Tipo de rueda manual de estructura de puerta de apertura rápida.
- ✓ Dispositivo de enclavamiento de seguridad de la puerta.
- ✓ Control por microprocesador, pantalla LCD de estado de trabajo: presión, tiempo, temperatura, nivel de agua, código de error, tecla de tipo táctil.
- ✓ Descarga automática del aire frío y descarga de vapor automáticamente después de la esterilización.
- ✓ Sello de tipo autoinflable.
- ✓ Se apaga automáticamente con un pitido recordando después de la esterilización.
- ✓ Se proporciona una interfaz de prueba PT/TT estándar para una prueba conveniente.
- ✓ Con dos cestas de acero inoxidable.
- ✓ Con grifo de salida de vaciado y ruedas móviles..

### Dispositivos de Protección de Seguridad:

- ✓ Falta de protección segura del agua.
- ✓ El programa se detendrá si el nivel del agua es inferior al límite bajo.
- ✓ El zumbador emite una alarma cuando se completa un ciclo de operación.
- ✓ Protección automática contra sobre temperatura y sobrepresión.
- ✓ Sobre protector de corriente.
- ✓ Dispositivo de enclavamiento de seguridad de la puerta.
- ✓ Válvula de seguridad de auto desbloqueo contra sobrepresión.



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



## KALSTEIN® Autoclaves

Autoclave de vapor vertical con volante de pantalla LCD

Modelo YR05665 // YR05668



### Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR05665	YR05666	YR05667	YR05668
máx. presión laboral	0.23Mpa			
Temperatura de diseño	136°C			
Presión laboral	0.22Mpa			
Temperatura de trabajo	134°C			
Rango de temperatura de trabajo	105 – 134 °C			
tiempo de esterilización	0 – 99 min o 0-99 hora 59 min			
Precisión de la pantalla de temperatura	0.1°C			
Promedio de calor	≤±1°C			
Escribe	Autoclave de vapor vertical			
Control	Microprocesador			
Monitor	pantalla LCD			
programa de esterilización	4 ciclos (líquido, instrumento, textil, definido por el usuario)			
Generador de vapor	Acero inoxidable 304			
Material	Totalmente de acero inoxidable 304			
Cargando	2 cestas de acero inoxidable.			
Idioma	inglés			
Voltaje	110-220V. 50/60Hz			
Opcional	Función de secado, Impresora			
Tamaño de la cámara (mm)	35L / Ø318×450	50L / Ø340×550	75L / Ø400×600	100L / Ø440×650
Tamaño exterior (mm)	470×450×1020	520×490×1150	550×530×1180	580×560×1290
Tamaño del embalaje (mm)	540×540×1140	580×580×1250	610×610×1280	640×640×1360
GW / NW	81/63 kg	94/74 kg	113/93kg	125/105kg
Energía	2,5 kilovatios	2,5 kilovatios	4,5 kilovatios	4,5 kilovatios



#Letsgivingore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tlf: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





A different accompaniment, at your service

# CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

#LETSGIVEMORE



## Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



## Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



## MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

**Gracias!**

**Artículos Kalstein**

(Redes sociales y sitios web oficiales)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens through which a specimen is placed. For more information, visit our website.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE  
**SEDE**

Optimum Business Center, 450 Rue  
Baden Powell, 34000 Montpellier -  
France.

**Fax:** +33 (0) 4 67 15 88 49

**Tlf:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

**Sitios web oficiales de América Latina.**

**Vídeos de formación Kalstein**

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto  
Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

