




LÍNEAS DE LABORATORIO

BALANZAS



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Balanzas
Balanzas Analítica Semimicro
Modelo YR05562 // YR05567



#Letsgivingore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Balanzas
Balanzas Analítica Semimicro
Modelo YR05562 // YR05567




Descripción del Producto:

- ✓ Base de datos de recetas: se pueden almacenar 99 datos
- ✓ Calibración interna automática
- ✓ Tara/recuento/prueba de porcentaje/pesaje de animales
- ✓ La tasa de baudios es ajustable/función de densidad
- ✓ Conversión de unidades (g/mg/ct/oz)...
- ✓ Varios idiomas:
inglés/alemán/francés/italiano/español/portugués
- ✓ Mantenga los valores de peso en formato GLP/ISO, incluye fecha, hora y número de serie
- ✓ Tapa protectora de plástico para teclado
- ✓ Sensibilidad/velocidad ajustable
- ✓ Alarma de sobrecarga/alarma de falla/indicador de nivel

Accesorios Opcionales:

- ✓ Eliminador de estática ION-A15
- ✓ Sistema de placas de equilibrio. Versión USB (BL0329) o versión Bluetooth (BL0330)
- ✓ DPP-250-BT Impresora Bluetooth para sistema (AC013)
- ✓ Impresora serie TLP-50 con fecha/hora (C054)
- ✓ Impresora serie DPP-250 (AC007)
- ✓ Impresora serie STAT con función estadística (AC022)
- ✓ Teclado externo alfanumérico (AC005)
- ✓ Convertidor de serie a USB (E1002)
- ✓ Cable serial para salida serial a impresora o computadora (E743)
- ✓ Certificado de calibración de fábrica (BL0333)



#Letsgivingore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tlf: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Balanzas
Balanzas Analítica Semimicro
Modelo YR05562 // YR05567



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR05562	YR05563	YR05564	YR05565	YR05566	YR05567
Capacidad (g)	62g/120g	82g/220g	102g/220g	122g	162g	210g
Resolución (g)	0,01 mg/0,1 mg			0,01 mg		
Pesaje mínimo (g)	60 mg		100 mg	100 mg		
Tiempo estable	≤6 s					
Monitor	LCD (luz de fondo blanca con letra negra)					
Tamaño de la cacerola	Φ80mm					
temperatura de operación	5-25 °C 20-80% de humedad					
Capacidad de repetición	0,03 mg/0,1 mg	0,05 mg/0,1 mg		0,05 mg	0,05 mg	
Transatlántico	±0,08/±0,2 mg	±0,1/ ±0,2 mg		±0,1 mg	±0,1 mg	
Tamaño del escudo contra corrientes de aire	152 mm × 160 mm × 225 mm					
Cal. peso	Calibración Interna					
Opción	RS232C y RS485, Impresora					
Dimensión	345×215×345mm					
GN peso	8,25 kg/5,8 kg			8,3 kg/5,85 kg		
IONIZADOR	Opción			Estándar		
Idioma	Italiano/Inglés/Portugués/Alemán/Francia/Español					
Tamaño de embalaje	510x400x620mm(Sin palet)					
Fuente de alimentación	110-230 V 50/60 Hz Salida CC 12 V 1 A					



#Letsgivingore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tit: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

#LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto
Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

