



# LÍNEA MÉDICA

## BOMBAS DE INFUSIÓN



# Kalstein®

A different accompaniment, at your service



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





NUESTROS SERVICIOS

## Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



### Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



### #Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



### Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



### Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



**KALSTEIN® Bombas de Infusión**  
**Bomba de Jeringa**  
**Modelo YR05165**



**BOMBAS DE INFUSIÓN**



**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tit: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A. S**



**KALSTEIN® Bombas de Infusión****Bomba de Jeringa****Modelo YR05165****Descripción del Producto:**

- ✓ Gran pantalla LCD de 4,3 pulgadas, con diferentes colores.
- ✓ Con retroiluminación LCD, se puede utilizar en diversas condiciones de iluminación.
- ✓ Visualización de la hora, comodidad para mostrar y memoria de la hora.
- ✓ Visualización simultánea: Hora, Batería, Estado de inyección, Modo, Velocidad, Volumen y tiempo de inyección, Tamaño de jeringa, Sonido de alarma, Bloqueo, Precisión, Peso corporal, Dura, Dosis y Cantidad de líquido.
- ✓ Función de control remoto, puede ajustar la velocidad, tiempo, volumen y amonita de drogas directamente, operación más fácil, ahorrar tiempo del médico y la enfermera.
- ✓ Tecnología avanzada, basada principalmente en el sistema Linux, más seguro y estable. Todos los técnicos están diseñados por nosotros mismos, más actualización está disponible.
- ✓ Modos de inyección múltiple: Modo V, modo T y modo peso corporal.
- ✓ Alarma: incluye todas las condiciones anormales del sistema de alarma, con visibles, audibles y los detalles se muestran en la pantalla.



**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



**KALSTEIN® Bombas de Infusión****Bomba de Jeringa****Modelo YR05165****Descripción del Producto:**

- ✓ Gran pantalla LCD de 4,3 pulgadas, con diferentes colores.
- ✓ Con retroiluminación LCD, se puede utilizar en diversas condiciones de iluminación.
- ✓ Visualización de la hora, comodidad para mostrar y memoria de la hora.
- ✓ Visualización simultánea: Hora, Batería, Estado de inyección, Modo, Velocidad, Volumen y tiempo de inyección, Tamaño de jeringa, Sonido de alarma, Bloqueo, Precisión, Peso corporal, Dura, Dosis y Cantidad de líquido.
- ✓ Función de control remoto, puede ajustar la velocidad, tiempo, volumen y amonita de drogas directamente, operación más fácil, ahorrar tiempo del médico y la enfermera.
- ✓ Tecnología avanzada, basada principalmente en el sistema Linux, más seguro y estable. Todos los técnicos están diseñados por nosotros mismos, más actualización está disponible.
- ✓ Modos de inyección múltiple: Modo V, modo T y modo peso corporal.
- ✓ Alarma: incluye todas las condiciones anormales del sistema de alarma, con visibles, audibles y los detalles se muestran en la pantalla.



**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



# KALSTEIN® Bombas de Infusión

## Bomba de Jeringa

Modelo YR05165



### Especificaciones Técnicas:

<b>Modelo</b>	YR05165
<b>Gama de tarifas</b>	Jeringa de 50ml: 0.1~1800ml/h (0.1~999.9ml/h paso:0.1ml/h)
	Jeringa de 30ml: 0.1~900ml/h (1000~1800ml/h paso: 0.1ml/h)
	Jeringa de 20ml: 0.1~600ml/h
	Jeringa de 10ml: 0.1~300ml/h
	Jeringa de 5ml: 0.1~150ml/h
<b>Límite de volumen</b>	0.1~1999.9ml (paso: 0.1ml)
	Volumen acumulado 9999.9ml (paso: 0.1ml)
	Exactitud Dentro de $\pm 2\%$
<b>Fusible</b>	F1AL/250V(«F» indica rápido, baja rotura, capacidad) 2 piezas (instaladas dentro de la bomba)
<b>Fuente de alimentación</b>	110~220V, 50Hz, Batería recargable incorporada, 11.1V, capacidad $\geq 2000$ mAh; Después de cargar 10 horas, puede trabajar a 5ml/h (GB9706.27 tasa media) unas 4 horas.
<b>Tasa de purga</b>	Jeringa de 50 ml: 1800 ml/h (velocidad de bolo: 1200 ml/h)
	Jeringa de 30 ml: 900 ml/h (velocidad de bolo: 600 ml/h)
	Jeringa de 20 ml: 600 ml/h (velocidad de bolo: 400 ml/h)
	Jeringa de 10 ml: 300 ml/h (velocidad de bolo: 200 ml/h)
	Jeringa de 5 ml: 150 ml/h (velocidad de bolo: 100 ml/h)
<b>Alarma</b>	Alarma de volumen de líquido cercano, Alarma de inyección de líquido finalizada, Alarma de inyección de dosis finalizada, Alarma de oclusión, Alarma de jeringa apagada, Alarma de jeringa no intercalada correctamente, Alarma de batería baja, Alarma de batería baja.
<b>Entorno de trabajo</b>	Temperatura: +5~+40°C
	Humedad: 20%~ 90%
	Entorno de almacenamiento
	Temperatura: -30°C ~ +50°C
<b>Presión atmosférica</b>	Humedad: $\leq 95\%$
	860hPa ~ 1060hPa
	Clase segura
	Dispositivos CF tipo I, Batería interna, Intermitente
	Carga continua
	Tamaño: 282mm(L) * 210mm(W) * 148mm(H)
<b>Accesorios</b>	Peso: 2.2kgs
	Bomba, mando a distancia, cable de alimentación, manual del usuario, tarjeta de garantía, certificado



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





A different accompaniment, at your service

## CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación  
Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>




MANIAPURE  
FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

**Gracias!**

**Artículos Kalstein**

(Redes sociales y sitios web oficiales)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE  
**SEDE**

Optimum Business Center, 450 Rue  
Baden Powell, 34000 Montpellier -  
France.

**Fax:** +33 (0) 4 67 15 88 49

**Tlf:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

**Sitios web oficiales de América Latina.**

**Vídeos de formación Kalstein**

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



**Kalstein France - Jacinto  
Convit Foundation / Alliances...**

23 views • 3 years ago



**Kalstein's Microscopes**

445 views • 1 week ago

