



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



Kalstein®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S

SECTOR LABORATORIO

CENTRIFUGAS

www.kalstein.net/es/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..



Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



#Letsgivemore ♥

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.



KALSTEIN® Centrifugas

Centrífuga de mesa de alta velocidad

Modelo YR139



Descripción del Producto:

La centrífuga de alta velocidad es una centrífuga de laboratorio de rutina, ampliamente utilizada en los departamentos de investigación, educación y producción de biología, química, medicina, etc. Se utiliza en los laboratorios, la investigación científica, las escuelas y otros departamentos, y es adecuado para la separación rápida y la síntesis de muestras traza.

Rendimiento Técnico:

- ✓ Dispone de control por microordenador, bloqueo electrónico y motor DC sin escobillas de bajo ruido y alta precisión de velocidad.
- ✓ La pantalla LCD digital permite visualizar el funcionamiento cómodamente.
- ✓ Hasta 9 programas de usuario de almacenamiento satisfacer más demandas.
- ✓ Tiene autobloqueo, detección de sobre velocidad, detección de sobre temperatura, detección de desequilibrio que es un dispositivo de alarma automática.
- ✓ Tiene 9 niveles de aceleración y 10 niveles de desaceleración para ser ajustados de acuerdo a los diferentes requerimientos. Dispone de ralentización libre.
- ✓ Anillo de sellado de silicona para la comodidad de GMP, certificado de la FDA de EE.UU..



#Let'sgive**more** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifugas

Centrífuga de mesa de alta velocidad

Modelo YR139



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR139
Velocidad máxima	16500r/min
RCF máx.	23669xg
Capacidad máxima	4x100ml
Precisión de velocidad	± 30r/min
Ajuste de la hora	1s~99min59s
Ruido	<65db(A)
Fuente de alimentación	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz
Consumo	750w
Dimensión (L×W×H)	330 mm×420 mm×280 mm
Tamaño del embalaje (L×W×H)	430 mm×520 mm×390 mm
Peso neto (sin rotor)	20kg



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>

KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifugas

Centrífuga de mesa de alta velocidad

Modelo YR139



 No.1	<p>Capacidad: 12x1.5ml/2.2ml Velocidad máxima: 16500r/min RCF máximo: 18930xg Adaptador: 0,2 ml, 0,5 ml</p>	 No.2	<p>Capacidad: 10x5ml Velocidad máxima: 13000r/min RCF máximo: 11400xg Adaptador: 0,5 ml, 1,5 ml</p>
 No.2	<p>Capacidad: 12x5ml Velocidad máxima: 13000r/min RCF máximo: 11400xg Adaptador: 0,5 ml, 1,5 ml</p>	 No.3	<p>Capacidad: 12x10ml Velocidad máxima: 12000r/min RCF máximo: 14800xg Adaptador: 1,5 ml, 5 ml</p>
 No.3	<p>Capacidad: 8x15ml Velocidad máxima: 12000r/min RCF máximo: 14800xg Adaptador: 1,5 ml, 5 ml</p>	 No.4	<p>Capacidad: 6x50ml Velocidad máxima: 11000r/min RCF máximo: 13000xg Adaptador: 15 ml, 20 ml</p>
 No.4	<p>Capacidad: 4x100ml Velocidad máxima: 10000r/min RCF máx.: 11570xg Adaptador: 10 ml, 20 ml</p>	 No.6	<p>Capacidad: 2x48 Velocidad máxima: 3000r/min RCF máximo: 1400xg</p>
 No.7	<p>Capacidad: 24x1.5ml/2.2ml Velocidad máxima: 13200r/min RCF máximo: 16110xg Adaptador: 0,2 ml, 0,5 ml</p>	 No.8	<p>Capacidad: 36x0.5ml Velocidad máxima: 16000r / min RCF máximo: 23669xg</p>
 No.8	<p>Capacidad: 48x0.5ml Velocidad máxima: 16000r/min RCF máx.: 23669xg</p>	 No.9	<p>Capacidad: PCR 3 x8 x0.2ml Velocidad máxima: 15000r/min RCF máximo: 13800xg</p>
 No.10	<p>Capacidad: 48x1.5ml Velocidad máxima: 12000r / min RCF máx.: 15696xg Adaptador: 0,2 ml, 0,5 ml</p>	 No.11	<p>Capacidad: 4x10ml Velocidad máxima: 6000r/min RCF máximo: 3200xg</p>



#Letsgivemore ❤️
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
 +33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
 KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**CON LA
ADQUISICIÓN
DE UN EQUIPO
KALSTEIN**

A LA QUE USTED CONTRIBUYE:




¿Te enfrentas al reto de
mantener a tus clientes
satisfechos y comprometidos?

Aprende de los líderes de la industria y
mantente informado sobre las últimas
tendencias.

 www.kalstein.net



<https://onetreepanted.org>





PARIS - FRANCE

SEDE CENTRAL

5 Rue Castiglione
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 1 70 39 26 50

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

Cel: +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

¡Síguenos en Nuestras Redes Sociales!



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

¡Aquí Encontraras Nuestros Tutoriales!



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

