



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



Kalstein®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S

SECTOR LABORATORIO

CENTRIFUGAS

www.kalstein.net/es/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..



Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



#Letsgivemore ♥

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.



KALSTEIN® Centrífugas

Centrífuga de mesa de baja velocidad

Modelo YR133



Descripción del Producto:

YR133 Centrífuga de mesa de baja velocidad de laboratorio es ampliamente utilizado en el campo de la medicina clínica, bioquímica, ingeniería genética, inmunología, etc. Es popular con la clínica y el laboratorio Rehacer.

Detalles del Producto

YR133 Centrífuga de mesa de baja velocidad de laboratorio es ampliamente utilizado en el campo de la medicina clínica, bioquímica, ingeniería genética, inmunología, etc. Es popular con la clínica y el laboratorio alcanzado.

Detalles Técnicos:

- ✓ Tiene carcasa de ABS y pantalla LED.
- ✓ La velocidad y el tiempo pueden ser programables.
- ✓ Hay dispositivo de seguridad de la tapa, puede hacer la operación segura.
- ✓ La máquina puede programar la memoria. Puede almacenar la especificación De la última operación.
- ✓ Silastic anillo sellado comodidad a GMP.US FDA certificada.



#Let'sgivemore ❤️

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrífugas

Centrífuga de mesa de baja velocidad

Modelo YR133



Especificaciones Técnicas:

Modelo	Centrífuga de laboratorio YR133
Velocidad máxima	4000r/min
RCF máx.	2220×g
Capacidad máxima	50ml×6
Precisión de velocidad	± 30r/min
Ajuste de la hora	1 minuto ~ 60 minutos
Ruido	<65 dB(A)
Fuente de alimentación	110 V/60 Hz 220 V/50 Hz
Dimensión (LxWxH)	320 mm×410 mm×320 mm
Tamaño del embalaje (LxWxH)	420 mm×510 mm×420 mm
Peso neto	12kg



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>

KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrífugas

Centrífuga de mesa de baja velocidad

Modelo YR133



	<p>NO.1</p> <p>Capacidad: 7ml×12</p> <p>Velocidad máxima: 4000r / min RCF: 2220×g</p> <p>Para tubo de vacío de 5 ml/7 ml</p>		<p>NO.1</p> <p>Capacidad: 7ml×18</p> <p>Velocidad máxima: 4000r/min RCF: 2220×g</p> <p>Para tubo de vacío de 5 ml/7 ml</p>
	<p>NO.1</p> <p>Capacidad: 7ml×24</p> <p>Velocidad máxima: 4000r/min RCF: 2220×g</p> <p>Para tubo de vacío de 5 ml/7 ml</p>		<p>NO.1</p> <p>Capacidad: 10 ml / 15 ml× 12</p> <p>Velocidad máxima: 4000r / min RCF: 2220×g</p> <p>Adaptador: 1,5 ml, tubo de vacío de 5 ml / 7 ml</p>



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**CON LA
ADQUISICIÓN
DE UN EQUIPO
KALSTEIN**

A LA QUE USTED CONTRIBUYE:



¿Te enfrentas al reto de mantener a tus clientes satisfechos y comprometidos?

Aprende de los líderes de la industria y mantente informado sobre las últimas tendencias.

 www.kalstein.net



<https://onetreepanted.org>





PARIS - FRANCE

SEDE CENTRAL

5 Rue Castiglione
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 1 70 39 26 50

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

Cel: +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

¡Síguenos en Nuestras Redes Sociales!



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

¡Aquí Encontraras Nuestros Tutoriales!



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

