



A different accompaniment at your service



 **Kalstein**®

All Right Reserved © KALSTEIN France S. A. S

LABORATORY SECTOR

CENTRIFUGES

www.kalstein.net/en/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.

Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..

Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..

#Letsgivemore

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.

Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.

Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.

Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando

Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.



KALSTEIN® Centrífugas

Centrífuga de micro hematocrito

Modelo YR134-2



Descripción del producto:

El dispositivo está diseñado para tubos de micro hematocrito de 75 mm.

Rendimiento técnico:

- ✓ Este dispositivo es pequeño, ligero y fácil de transportar, por lo que es una opción inteligente para cualquier clínica o laboratorio.
- ✓ Dispone de control por microordenador, bloqueo electrónico y motor DC sin escobillas de bajo ruido y alta precisión de velocidad.
- ✓ El potente motor sin escobillas, que no necesita mantenimiento, gira a 12.000 rpm
- ✓ produciendo resultados de suero en 3 minutos.
- ✓ El disco lector incluido permite leer los tubos mientras aún están en el rotor. (Sólo rotor n.º 1)
- ✓ Tiene autobloqueo, detección de sobre velocidad, detección de sobre temperatura, detección de desequilibrio que es dispositivo de alarma automático.
- ✓ Comodidad del anillo sellado con silicona según GMP, certificado por la FDA de EE.UU.



Especificaciones técnicas:

Modelo	YR134-2
máxima velocidad	12000 rpm
RCF máx.	13500xg
máxima capacidad	24 piezas de capilares
Precisión de velocidad	± 30 rpm
Configuración de hora	1min-99min
Ruido	<65dB(A)
Fuente de alimentación	110 V CA/220 V CA, 50 Hz-60 Hz
Consumo	300w
Dimensión (largo x ancho x alto)	230 mm × 310 mm × 240 mm
Tamaño del embalaje (largo x ancho x alto)	290 mm × 400 mm × 330 mm
Peso neto (sin rotor)	9 kilos



#Let'sgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrífugas

Centrífuga de micro hematocrito

Modelo YR134-2



 <p>No.1</p>	<p>Capacidad: 24 piezas Velocidad máxima: 12000r/min FCR máxima: 13500xg Diámetro: uso para capilar estándar Periodo Acc/Dec</p>	 <p>No.2</p>	<p>Capacidad: 12 piezas Velocidad máxima: 12000r/min RCF máxima: 13500xg Diámetro: uso para >2.5mm capilar Periodo Acc/Dec >90seg.</p>
--	--	--	--

#Let'sgive more 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





PARA TODOS LOS CLIENTES KALSTEIN

¡ÚNETE A LA NUEVA PLATAFORMA KALSTEIN!

¡SOLUCIONES TECNOLÓGICAS!



Inteligencia Artificial

Herramienta de última generación (integrada en todas las páginas web) necesaria para la preparación rápida de licitaciones o solicitudes ordinarias.



Dispositivos Tecnológicos

Un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar a la perfección su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en teléfonos Kalstein...



Plataforma K+

El cliente distribuidor puede construir su negocio y realizar sus presupuestos automáticamente con los gastos de envío al destino final siempre con la identidad de su empresa.

SOLUCIONES COMERCIALES



Servicios de Marketing

Creación de contenidos para el Blog y guías informativas para posicionamiento SEO



Dropshipping

Para la recepción y preparación del pedido en nombre de su empresa y envío al cliente final conectado al seguimiento Kalstein con personalización del producto.



Descuentos Especiales

Hasta un 41% más un 4% de gastos de envío

PRESENTAMOS LA NUEVA ERA DE LOS EQUIPOS INTELIGENTES KALSTEIN

Nos complace anunciar el desarrollo de una revolucionaria adición a nuestra gama de productos: un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar perfectamente su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en los teléfonos Kalstein.

CONTÁCTANOS

| (+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

| Mail: sales.department@kalstein.eu

| www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

CONECTA CON NOSOTROS EN KALSTEIN+

¿NECESITA ASISTENCIA?




¿CÓMO SOLICITAR UNA VIDEOLLAMADA?

En Kalstein+ nos comprometemos a prestarle el mejor servicio posible, adaptándonos a sus necesidades de forma personalizada y eficaz. Por eso le invitamos cordialmente a unirse a nosotros en una videollamada.



+ (33) 7 77 66 24 64



¿CÓMO PUEDE DESCARGAR LA APLICACIÓN?

Descárguese ahora la aplicación Kalstein+ y llévese la experiencia Kalstein dondequiera que vaya. No pierdas la oportunidad de estar al día de las últimas noticias y ofertas especiales.



Descárgala en Play Store



Descárgala en APP Store

CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.