



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



Kalstein®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S

SECTOR LABORATORIO

CENTRIFUGAS

www.kalstein.net/es/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..



Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



#Letsgivemore ♥

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.



KALSTEIN® Centrifugas

Centrífuga de tarjetas de gel

Modelo YR142-3



Descripción del Producto:

Dispone de control por microordenador, bloqueo electrónico y motor DC sin escobillas de bajo ruido y alta precisión de velocidad.

Rendimiento técnico:

- ✓ Esta máquina se utiliza para el examen rutinario de sangre, tarjeta de gel e inmunodetección.
- ✓ Tiene control microordenador, bloqueo electrónico y motor DC sin escobillas que es de bajo ruido y alta precisión de velocidad.
- ✓ La pantalla LCD digital permite visualizar el funcionamiento cómodamente.
- ✓ Hasta 9 programas de usuario de almacenamiento satisfacer más demandas.
- ✓ El programa eficiente de tarjetas de gel de sangre y prueba de suero.
- ✓ Tiene autobloqueo, detección de sobre velocidad, detección de sobre temperatura, detección de desequilibrio que es un dispositivo de alarma automático.
- ✓ Dispone de 9 niveles de aceleración y 10 niveles de desaceleración para ajustarse a las diferentes necesidades. Dispone de ralentización libre.
- ✓ Confort de anillo sellado con silicona para GMP, certificado por la FDA de EE.UU..



Modelo	YR142-3
Número de micro-gel (seis columnas) 12 tarjetas	24 cartas
Velocidad máxima 2200r/min	2000r/min
RCF máx.	540xg
Precisión de velocidad	± 30r/min
Hora	1min-99min59seg
Fuente de alimentación	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz
Consumo	300w
Dimensión (L×W×H)	410 mm×490 mm×310 mm
Tamaño del embalaje (L×W×H)	500 mm×580 mm×400 mm
Peso neto (sin rotor)	22kg



#Letsgivingore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifugas
Centrífuga de tarjetas de gel
Modelo YR142-3



 <p style="text-align: right;">No.1</p>	<p>Capacidad: 12</p> <p>Velocidad máxima: 2200r/min</p> <p>RCF máximo: 540xg</p>	 <p style="text-align: right;">No.2</p>	<p>Capacidad: 24</p> <p>Velocidad máxima: 2000r/min</p> <p>RCF máximo: 540xg</p>
--	--	--	--



#Letsgivemore ♥
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
 +33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
 KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**CON LA
ADQUISICIÓN
DE UN EQUIPO
KALSTEIN**

A LA QUE USTED CONTRIBUYE:




¿Te enfrentas al reto de mantener a tus clientes satisfechos y comprometidos?

Aprende de los líderes de la industria y mantente informado sobre las últimas tendencias.

 www.kalstein.net



<https://onetreepanted.org>





PARIS - FRANCE

SEDE CENTRAL

5 Rue Castiglione
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 1 70 39 26 50

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

Cel: +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

¡Síguenos en Nuestras Redes Sociales!



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

¡Aquí Encontraras Nuestros Tutoriales!



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

