



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



Kalstein®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S

SECTOR LABORATORIO

CENTRIFUGAS

www.kalstein.net/es/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..



Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



#Letsgivemore ♥

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.



KALSTEIN® Centrifugas**Centrífuga refrigerada de alta velocidad de pie****Modelo YR0113****Descripción del Producto:**

Dispone de control por microordenador, bloqueo electrónico y motor de conversión variable de CA que proporciona un par elevado.

Rendimiento técnico:

- ✓ La velocidad máxima es de 25000rpm, y la mayor capacidad del rotor fijo es de 4X1000ml.
- ✓ Tiene control micrordenador, bloqueo electrónico y motor de conversión variable de CA que proporciona un alto par.
- ✓ La pantalla LCD digital permite visualizar el funcionamiento cómodamente.
- ✓ Unidad compresora importada con refrigerante R404a sin CFC.
- ✓ Tiene autobloqueo, detección de sobre velocidad, detección de sobre temperatura, detección de desequilibrio que es un dispositivo de alarma automático.
- ✓ La configuración esencial incluye cambio de rotor, velocidad/RCF, tiempo, temperatura, 9 niveles de aceleración y desaceleración es la opción más económica.
- ✓ Comodidad del anillo sellado de silicona según GMP, certificado FDA de EE.UU.



Modelo	YR0113
Velocidad máxima	25000r/min 21000r/min
RCF máx.	64983xg 50400xg
Capacidad máxima	4x1000ml 6x500ml
Precisión de velocidad	± 10r/min
Ajuste de la hora	1s~99h 59min59s
Ajuste de temperatura	-20 °C ~ +40 °C
Precisión de la temperatura	±1 °C
Unidad compresora	Unidad compresora francesa Tecumseh R404a
Ruido	<65db(A)
Fuente de alimentación	AC220V, 50Hz-60Hz
Consumo	5kw
Dimensión (L×W×H)	710 mm×840 mm×1200 mm
Tamaño del embalaje (L×W×H)	889 mm×960 mm×1450 mm
Peso neto (sin rotor)	290kg

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifugas

Centrífuga refrigerada de alta velocidad de pie

Modelo YR0113



 <p>No.1</p>	<p>Capacidad: 24x1.5ml/2.2ml Velocidad máxima: 25000r/min/21000r/min RCF máximo: 64983xg/50400xg Adaptador: 0,2 ml, 0,5 ml</p>	 <p>No.2</p>	<p>Capacidad: 24x1.5ml/2.2ml Velocidad máxima: 25000r/min/21000r/min RCF máximo: 64983xg/50400xg Adaptador: 0,2 ml, 0,5 ml</p>
 <p>No.3</p>	<p>Capacidad: 8x50ml Velocidad máxima: 18000r/min RCF máximo: 40930xg Adaptador: 10 ml, 20 ml</p>	 <p>No.4</p>	<p>Capacidad: 6x250ml Velocidad máxima: 14000r/min/12000r/min RCF máximo: 30200xg/22470xg Adaptador: 50 ml, 100 ml</p>
 <p>No.5</p>	<p>Capacidad: 6x500ml Velocidad máxima: 10000r/min/9000r/min RCF máximo: 17800xg/14400xg Adaptador: 50 ml, 100 ml, 250 ml</p>	 <p>No.6</p>	<p>Capacidad: 4x1000ml Velocidad máxima: 8000r/min RCF máximo: 12879xg Adaptador: 250 ml, 500 ml</p>
 <p>No.12</p>	<p>Capacidad: 8x100ml Velocidad máxima: 14000r/min RCF máx.: 26952xg Adaptador: 10 ml, 20 ml</p>	 <p>No.14</p>	<p>Capacidad: 32x15ml (redondo) Velocidad máxima: 14000r/min RCF máximo: 34512xg Adaptador: 5 ml, 10 ml</p>
 <p>No.25</p>	<p>Capacidad: 12x15ml (cónico) Velocidad máxima: 16000r/min RCF máximo: 30194xg</p>		



#Let'sgivemore ❤️

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifugas

Centrífuga refrigerada de alta velocidad de pie

Modelo YR0113



Rotor angular	Capacidad	Velocidad máxima	Máx.RCF
No1	10x5ml	25000r/min/21000r/min	64983xg/50400xg
No1	36x1.5/2.2ml 16x10/5ml	21000r/min	50400xg
No.2	12x20ml	16500r/min	31100xg
No.3	18x10ml	21000r/min	50400xg
No.5	6x70ml	15000r/min	25700xg
No.11	6x50ml	20000r/min	43000xg
No.13	6x250ml	12000r/min	22470xg
No.17	6x600ml	7000r/min	9100xg
Rotor continuo			
No.11/No.23	1000ml	16000r/min	28100xg
No.12/No.24	3000ml	10000r/min	14800xg
Rotor oscilante			
No.7/No.20	Microplaca 2x2x96	4000r/min	2236xg
No.8/No.20	4x750ml	5000r/min	5470xg
No.13/No.7	4x50ml 4x85ml 32x15ml	10000r/min/5000r/min	15316xg/4390xg
No.19	96x10ml 72x15ml 20x50ml	5000r/min	4390xg
No.20	Microplaca 2x2x96	4000r/min	2236xg
No.21	4x50ml/4x85ml	8000r/min	9800xg



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**CON LA
ADQUISICIÓN
DE UN EQUIPO
KALSTEIN**

A LA QUE USTED CONTRIBUYE:




¿Te enfrentas al reto de mantener a tus clientes satisfechos y comprometidos?

Aprende de los líderes de la industria y mantente informado sobre las últimas tendencias.

 www.kalstein.net



<https://onetreepanted.org>





PARIS - FRANCE

SEDE CENTRAL

5 Rue Castiglione
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 1 70 39 26 50

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

Cel: +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

¡Síguenos en Nuestras Redes Sociales!



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

¡Aquí Encontraras Nuestros Tutoriales!



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

