



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



Kalstein®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S

SECTOR LABORATORIO

CENTRIFUGAS

www.kalstein.net/es/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..



Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



#Letsgivemore ♥

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.



KALSTEIN® Centrífugas

Centrífuga refrigerada de baja velocidad

Modelo YR122



Descripción del Producto:

Dispone de dispositivo de autobloqueo, dispositivo de seguridad de sobre velocidad, dispositivo de seguridad de sobre temperatura, dispositivo de seguridad de desequilibrio y dispositivo de alarma automática. Tiene 10 archivos de nivel de aceleración y desaceleración para su elección. Confort de anillo sellado de silicona según GMP. Certificado por la FDA de EE.UU.

Rendimiento técnico:

- ✓ La capacidad máxima del rotor oscilante es de 4X1000ml.
- ✓ Cuenta con control de micordenador, bloqueo electrónico y motor de conversión variable de CA que ofrece un alto par.
- ✓ La pantalla LCD digital hace que la operación se visualice convenientemente.
- ✓ Unidad de compresor importada con refrigerante no-CFC R404a.
- ✓ Tiene autobloqueo, detección de sobre velocidad, detección de sobre-temperatura,
- ✓ Detección de desequilibrio que es un dispositivo de alarma automático.
- ✓ Configuración esencial incluido el intercambio de rotor, velocidad/RCF, tiempo, temperatura, 9 niveles de aceleración y desaceleración es la opción más económica.
- ✓ Silastic anillo sellado comodidad a GMP, US FDA certificada..



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrífugas

Centrífuga refrigerada de baja velocidad

Modelo YR122



Descripción Técnica:

Modelo	YR122	YR0140
Velocidad máxima	5000r/min	5000r/min
RCF máx.	4100xg 4640xg	
Capacidad máxima	4x1000ml	
Precisión de velocidad	± 10r/min	
Ajuste de la hora	1s~99h 59min59s	
Ajuste de temperatura	-20 °C ~ +40 °C	No
Precisión de la temperatura	±1 °C	No
Unidad compresora	Sí	No
Ruido	<65db(A)	
Fuente de alimentación	AC220V, 50Hz-60Hz	
Consumo	2Kw	1.5Kw



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrífugas Centrífuga refrigerada de baja velocidad



Modelo YR122

 <p>No.1</p>	<p>Capacidad: 6x300ml Velocidad máxima: 5000r/min RCF máximo: 3850xg Adaptador: 50ml 、 100ml</p>	<p>YR0140</p>	<p>Capacidad: 6x500ml Velocidad máxima: 5000r/min RCF máximo: 4640xg Adaptador: 50 ml, 100 ml, 250 ml</p>
 <p>No.2</p>	<p>Capacidad: 4 x500ml Velocidad máxima: 4000r/min RCF máximo: 3780 xg</p>	<p>Adaptador: 4 x20 x1,5 ml, 4 x20 x5 ml/7 ml (tubo de vacío de sangre), 4 x 15 x 10 ml (rosca interna), 4 x8 x15 ml, 4 x9 x20 ml, 4 x9 x20 ml 、 4 x4 x50ml、 4 x2 x100ml、 4 x250ml</p>	
 <p>No.2</p>	<p>Capacidad: 4 x750ml Velocidad máxima: 4000r/min RCF máximo: 3780</p>	<p>Adaptador: 4 x21 x1,5 ml、 4 x24 x5ml/7ml (tubo de vacío de sangre)、 4 x 37 x 5ml/7ml (tubo G RIA)、 4 x 20 x 10ml (rosca interna)、 4 x14 x15ml、 4 x12 x20ml、 4 x5 x50ml、 4 x3 x100ml、 4 x250ml、 4 x500ml</p>	
 <p>No.3</p>	<p>Capacidad: 4 x1000ml Velocidad máxima: 4000r/min RCF máximo: 4100 xg</p>	<p>Adaptador: 4 x21 x1,5 ml、 4 x24 x5ml/7ml (tubo de vacío de sangre)、 4 x 37 x 5ml/7ml (tubo G RIA)、 4 x 20 x 10ml (rosca interna)、 4 x14 x15ml、 4 x12 x20ml、 4 x5 x50ml、 4 x3 x100ml、 4 x250ml、 4 x500ml</p>	
 <p>No.5</p>	<p>Capacidad: Cubo cuadrado Velocidad máxima: 4000r/min RCF máximo: 3040 xg</p>	<p>Adaptador: 1.5mlx25x4, 5mlx28x4 (tubo de vacío de sangre), 10 m x 20 x 4 l (rosca interna), 4x10 x15 ml, 4 x4 x50 ml, 4 x250 ml</p>	
 <p>No.5</p>	<p>Capacidad: 4 x2 x96 Velocidad máxima: 4000r/min RCF máximo: 3040 xg (cubo de microplacas)</p>		



#Letsgivemore 
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**CON LA
ADQUISICIÓN
DE UN EQUIPO
KALSTEIN**

A LA QUE USTED CONTRIBUYE:



**¿Te enfrentas al reto de
mantener a tus clientes
satisfechos y comprometidos?**

Aprende de los líderes de la industria y
mantente informado sobre las últimas
tendencias.

 www.kalstein.net



<https://onetreepanted.org>





PARIS - FRANCE

SEDE CENTRAL

5 Rue Castiglione
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 1 70 39 26 50

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

Cel: +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

¡Síguenos en Nuestras Redes Sociales!



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

¡Aquí Encontraras Nuestros Tutoriales!



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

