



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



**Kalstein**®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S

**SECTOR LABORATORIO**

**CENTRIFUGAS**

[www.kalstein.net/es/](http://www.kalstein.net/es/)



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •  
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





## Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..



### Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



### #Letsgivemore ♥

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.



### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



### Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.



### Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



### Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.



## KALSTEIN® Centrífugas

### Centrífuga refrigerada de baja velocidad

Modelo YR124-1



#### Descripción del Producto:

Dispone de control por microordenador, bloqueo electrónico y motor de conversión variable de CA que proporciona un par elevado.

#### Rendimiento técnico:

- ✓ La capacidad máxima del rotor oscilante es de 4X750ml.
- ✓ Dispone de control por microordenador, bloqueo electrónico y motor de conversión variable de CA que proporciona un par elevado.
- ✓ La pantalla LCD digital hace que la operación se visualice convenientemente.
- ✓ 3. Unidad de compresor importada con refrigerante no-CFC R404a.
- ✓ Tiene autobloqueo, detección de sobre velocidad, detección de sobre-temperatura, detección de desequilibrio que es un dispositivo de alarma automática.
- ✓ Configuración esencial incluido el intercambio de rotor, velocidad/RCF, tiempo, temperatura, 9 niveles de aceleración y desaceleración es la opción más económica.
- ✓ Silastic anillo sellado comodidad a GMP, US FDA certificado.



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



# KALSTEIN® Centrífugas

## Centrífuga refrigerada de baja velocidad

Modelo YR124-1



### Descripción Técnica:

<b>Modelo</b>	YR124	YR124-1
<b>Velocidad máxima</b>	5000r/min	5000r/min
<b>RCF máx.</b>	3780 xg	
<b>Capacidad máxima</b>	4x750ml	
<b>Precisión de velocidad</b>	± 10r/min	
<b>Ajuste de la hora</b>	1s~99h 59min59s	
<b>Ajuste de temperatura</b>	-20 °C ~ +40 °C	No
<b>Precisión de la temperatura</b>	±1 °C	No
<b>Unidad compresora</b>	Sí	No
<b>Ruido</b>	<65db(A)	
<b>Fuente de alimentación</b>	AC220V, 50Hz-60Hz	
<b>Consumo</b>	2Kw	1Kw



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>

KALSTEIN FRANCE, S.A.S



## KALSTEIN® Centrífugas Centrífuga refrigerada de baja velocidad



Modelo YR124-1

<p>No.2</p> 	<p>Capacidad: 6x50ml Velocidad máxima: 5000r/min RCF máximo: 3780xg Adaptador: 15 ml、20 ml</p>		
<p>No.3</p> 	<p>Capacidad: 4 x500ml Velocidad máxima: 4000r/min RCF máximo: 3780 xg</p>  <p>500 ml Bucket</p>  <p>500ml PE Bottle</p>	<p>Adaptador: 4 x20 x1,5 ml, 4 x20 x5 ml/7 ml (tubo de vacío de sangre), 4 x 15 x 10 ml (rosca interna), 4 x8 x15 ml, 4 x9 x20 ml, 4 x9 x20 ml, 4 x4 x50 ml, 4 x2 x100 ml, 4 x250 ml</p>     <p>4x20x1.5ml      4x20x5ml/7ml      4x15x10ml      4x8x15ml Blood Vacuum Tube      Internal Thread</p>     <p>4x9x20ml      4x4x50ml      4x2x100ml      4x250ml</p>	



#Letsgivemore ❤️  
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



## KALSTEIN® Centrífugas Centrífuga refrigerada de baja velocidad



Modelo YR124-1

 <p style="text-align: center;"><b>No.3</b></p>	<p>Capacidad: 4 x750ml Velocidad máxima: 4000r/min RCF máx.: 3780</p>	<p>Adaptador: 4 x21 x1,5 ml、4 x24 x5ml/7ml (tubo de vacío de sangre)、4 x 37 x 5ml/7ml (tubo G RIA)、4 x 20 x 10ml (rosca interna)、4 x14 x15ml、4 x12 x20ml、4 x5 x50ml、4 x3 x100ml、4 x250ml、4 x500ml</p>  
 <p style="text-align: center;"><b>No.5</b></p>	<p>Capacidad: Cuadrada Velocidad máxima del cucharón: 4000r/min RCF máx.: 3040 xg</p>	<p>Adaptador: 4 x25 x1.5ml、4 x28 x5ml (vacío de sangre) Tubo), 4 x 20 x 10 ml (rosca interna)、4 x 10 x 15 ml, 4 x4 x50ml、4 x250ml</p>  



**#Letsgivemore** ❤️  
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



## KALSTEIN® Centrífugas Centrífuga refrigerada de baja velocidad



Modelo YR124-1

 <p>No.2</p>	<p>Capacidad: 6x50ml Velocidad máxima: 5000r/min  RCF máximo: 3780xg Adaptador: 15 ml、20 ml</p>	 <p>2x2x96 (Microplate Bucket)</p>	
 <p>No.3</p>	<p>Capacidad: 4 x500ml Velocidad máxima: 4000r/min RCF máximo: 3780 xg</p>	<p>Adaptador: 4 x20 x1,5 ml, 4 x20 x5 ml / 7 ml (tubo de vacío de sangre), 4 x 15 x 10 ml (rosca interna), 4 x8 x15 ml, 4 x9 x20 ml, 4 x9 x20 ml, 4 x4 x50 ml, 4 x2 x100 ml, 4 x250 ml</p>	
 <p>No.3</p>	<p>Capacidad: 4 x750ml Velocidad máxima: 4000r/min RCF máximo: 3780</p>	<p>Adaptador: 4 x21 x1,5 ml、4 x24 x5ml/7ml (tubo de vacío de sangre)、4 x 37 x 5ml/7ml (tubo G RIA)、4 x 20 x 10ml (rosca interna)、4 x14 x15ml、4 x12 x20ml、4 x5 x50ml、4 x3 x100ml、4 x250ml、4 x500ml</p>	
 <p>No.5</p>	<p>Capacidad: Cubo cuadrado Velocidad máxima: 4000r/min RCF máximo: 3040 xg</p>	<p>Adaptador: 4 x25 x1,5 ml, 4 x28 x5 ml (tubo de vacío de sangre), 4 x 20 x 10 ml (rosca interna), 4 x 10 x 15 ml, 4 x4 x50 ml, 4 x250 ml</p>	
 <p>No.4</p>	<p>Capacidad: 2x2 x96 Velocidad máxima: 4000r/min  RCF máx.: 2200 xg (cubo de microplacas)</p>		
 <p>No.5</p>	<p>Capacidad: 4x2 x96 Velocidad máxima: 4000r/min  RCF máx.: 3040 xg (cucharón de microplacas)</p>		



**#Letsgivemore** ❤️  
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**CON LA  
ADQUISICIÓN  
DE UN EQUIPO  
KALSTEIN**

A LA QUE USTED CONTRIBUYE:




**¿Te enfrentas al reto de  
mantener a tus clientes  
satisfechos y comprometidos?**

Aprende de los líderes de la industria y  
mantente informado sobre las últimas  
tendencias.

 [www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)



<https://onetreepanted.org>





PARIS - FRANCE

**SEDE CENTRAL**

5 Rue Castiglione  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 1 70 39 26 50

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

**Cel:** +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

**¡Síguenos en Nuestras Redes Sociales!**



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

**¡Aquí Encontraras Nuestros Tutoriales!**



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

