



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



**Kalstein**®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S

**SECTOR LABORATORIO**

**CENTRIFUGAS**

[www.kalstein.net/es/](http://www.kalstein.net/es/)



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •  
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





## Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..



### Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



### #Letsgivemore ♥

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.



### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



### Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.



### Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



### Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.



## KALSTEIN® Centrífugas

### Centrífuga refrigerada de sobremesa

Modelo YR127



#### Descripción del Producto:

La centrífuga refrigerada de mesa es una centrífuga de laboratorio de rutina, ampliamente utilizada en los departamentos de investigación, educación y producción de biología, química, medicina, etc. Se utiliza en laboratorios, investigación científica, escuelas y otros departamentos, y es adecuada para la rápida separación y síntesis de muestras de trazas.

La centrífuga refrigerada de mesa extrae principalmente los componentes requeridos de la mezcla líquida. De acuerdo con la densidad de cada sustancia, después de la rotación a alta velocidad, el líquido denso se hunde en la capa inferior, y el líquido de densidad pequeña flota sobre él, estratificando así el líquido. Refina las cosas puras que necesito. Se utiliza en muchos campos, como la medicina y la industria química.

#### Prestaciones técnicas de la centrifugadora refrigerada de sobremesa:

- ✓ Control por microordenador, motor DC sin escobillas, funcionamiento estable, bajo nivel de ruido y alta precisión de velocidad.
- ✓ Panel táctil, operación programable, los datos de operación se pueden establecer de acuerdo a las demandas y se almacenan automáticamente.
- ✓ Pantalla LED o LCD, interfaz fácil de usar, operaciones simples y convenientes.
- ✓ La conversación en tiempo real de la velocidad y RCF es conveniente para la operación.
- ✓ Dispone de dispositivo de autobloqueo, dispositivo de seguridad de sobre velocidad, dispositivo de seguridad de sobre temperatura, dispositivo de seguridad de desequilibrio y dispositivo de alarma automática.
- ✓ de alarma automática.
- ✓ Tiene 9 archivos de nivel de aceleración y desaceleración para su elección.
- ✓ Anillo de silicona sellado de conformidad con GMP. Certificado por la FDA de EE.UU.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



# KALSTEIN® Centrífugas

## Centrífuga refrigerada de sobremesa

Modelo YR127



### Descripción Técnica:

<b>Modelo</b>	YR127
<b>Velocidad máxima</b>	18000r/min
<b>RCF máx.</b>	23755×g
<b>Capacidad máxima</b>	100ml×4
<b>Precisión de velocidad</b>	± 30r/min
<b>Ajuste de la hora</b>	1min~99h, 59min/1min~99min
<b>Ajuste de temperatura</b>	-20 ~ +40 °C
<b>Precisión de la temperatura</b>	±1 °C
<b>Unidad compresora</b>	R134a sin CFC
<b>Ruido</b>	<65db(A)
<b>Fuente de alimentación</b>	AC110V/60Hz AC220V/50Hz
<b>Dimensión (L×W×H)</b>	600 mm×470 mm×330 mm
<b>Tamaño del embalaje (L×W×H)</b>	720 mm×610 mm×430 mm
<b>Peso neto</b>	50kg



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



## KALSTEIN® Centrífugas Centrífuga refrigerada de sobremesa

Modelo YR127



 <p>No.1</p>	<p>NO.1 Capacidad: 1,5 ml/2,2 ml×12 Velocidad: 18000r/min RCF: 22530×g Adaptadores: 0,2 ml, 0,5 ml</p>	 <p>No.2</p>	<p>NO.2 Capacidad: 1,5 ml / 2,2 ml×24 Velocidad: 16000r / min RCF: 23755×g Adaptadores: 0,2 ml, 0,5 ml</p>
 <p>No.3</p>	<p>NO.3 Capacidad: 5ml×10 Velocidad: 13000r/min RCF: 11400×g Adaptadores: 0,5 ml, 1,5 ml</p>	 <p>No.3</p>	<p>NO.3 Capacidad: 5ml×12 Velocidad: 13000r/min RCF: 11400×g Adaptadores: 0,5 ml, 1,5 ml</p>
 <p>No.4</p>	<p>NO.4 Capacidad: 2×48 pozos Velocidad: 3000r/min RCF: 1400×g</p>	 <p>No.5</p>	<p>NO.5 Capacidad: 0,5×36 ml Velocidad: 13000r/min RCF: 16760×g</p>
 <p>No.5</p>	<p>NO.5 Capacidad: 0.5×48ml Velocidad: 13000r / min RCF: 16760×g</p>	 <p>No.5</p>	<p>NO.5 Capacidad: 10ml×12 Velocidad: 13000r/min RCF: 16760×g Adaptadores: 1,5 ml, 5 ml</p>
 <p>No.5</p>	<p>NO.5 Capacidad: 15ml×8 Velocidad: 13000r/min RCF: 16760×g Adaptadores: 1,5 ml, 5 ml</p>	 <p>No.6</p>	<p>NO.6 Capacidad: 50ml×6 Velocidad: 12000r/min RCF: 13000×g Adaptadores: 15 ml, 20 ml</p>
 <p>No.6</p>	<p>NO.6 Capacidad: 100ml×4 Velocidad: 12000r/min RCF: 13000×g Adaptadores: 10 ml, 20 ml</p>	 <p>No.7</p>	<p>NO.7 Capacidad: 10ml×4 Velocidad: 6000r/min RCF: 3200×g</p>



#Letsgivemore   
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**CON LA  
ADQUISICIÓN  
DE UN EQUIPO  
KALSTEIN**

A LA QUE USTED CONTRIBUYE:



¿Te enfrentas al reto de mantener a tus clientes satisfechos y comprometidos?

Aprende de los líderes de la industria y mantente informado sobre las últimas tendencias.

 [www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)



<https://onetreepanted.org>





PARIS - FRANCE

**SEDE CENTRAL**

5 Rue Castiglione  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 1 70 39 26 50

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

**Cel:** +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

**¡Síguenos en Nuestras Redes Sociales!**



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

**¡Aquí Encontraras Nuestros Tutoriales!**



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

