



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



Kalstein®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S

SECTOR LABORATORIO

CENTRIFUGAS

www.kalstein.net/es/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..



Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



#Letsgivemore ♥

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en video.



Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.



KALSTEIN® Centrifugas**Centrifugadora de sobremesa de gran capacidad y alta velocidad****Modelo YR019-TG****Descripción del Producto:**

Kalstein France, Ltd siempre presta atención al cultivo y reserva de talentos. Hay muchos ingenieros superiores y doctores, la mayoría de ellos tienen experiencia de educación y trabajo en el extranjero. Con la orientación de expertos líderes, cooperamos con instituciones terciarias e institutos de investigación para desarrollar nuevos productos.

Descripción Técnica:

- ✓ La velocidad máxima es de 19000rpm, y la mayor capacidad del rotor oscilante es de 4X750ml.
- ✓ Cuenta con control de microordenador, bloqueo electrónico y motor de conversión variable de CA que ofrece un alto par.
- ✓ La pantalla táctil LCD hace que la operación se visualice convenientemente.
- ✓ El reconocimiento automático del rotor hace que la elección de múltiples rotores sea segura. (Opción)
- ✓ Hasta 6 programas de usuario almacenados en la superficie se seleccionan directamente.
- ✓ Tiene autobloqueo, detección de sobre velocidad, detección de sobre temperatura, detección de desequilibrio que es un dispositivo de alarma automática.
- ✓ Tiene 9 niveles de aceleración y 10 niveles de desaceleración para ser ajustados de acuerdo a los diferentes requerimientos. Dispone de ralentización libre.
- ✓ Anillo de sellado de silicona, certificado GMP, US FDA.

**#Let'sgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifugas

Centrifugadora de sobremesa de gran capacidad y alta velocidad

Modelo YR019-TG



Modelo	YR019-TG	YR0141
Velocidad máxima	19000r/min	6000r/min
RCF máx.	26307xg	5420xg
Capacidad máxima	4x750ml	
Precisión de velocidad	± 10r/min	
Ajuste de la hora	1s~99min59s	
Ruido	<65db(A)	
Fuente de alimentación	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz	
Consumo	1.2kw	
Dimensión (L×W×H)	495 mm×620 mm×445 mm	
Tamaño del embalaje (L×W×H)	730 mm×670 mm×570 mm	
Peso neto (sin rotor)	70kg	



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>

KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrífugas

Centrifugadora de sobremesa de gran capacidad y alta velocidad

Modelo YR019-TG



Rotores para el Modelo YR019-TG:

 <p>No.1</p>	<p>Capacidad: 12x1.5ml Velocidad máxima: 19000r/min Max RCF: 24540xg Adaptador: 0,2 ml, 0,5 ml</p>	 <p>No.2</p>	<p>Capacidad: 12x5ml Velocidad máxima: 16500r/min RCF máximo: 19175xg Adaptador: 0,5 ml, 1,5 ml</p>
 <p>No.3</p>	<p>Capacidad: 6x30ml Velocidad máxima: 15000r/min RCF máximo: 23120xg</p>	 <p>No.3</p>	<p>Capacidad: 12x10ml/8x15ml Velocidad máxima: 15000r/min RCF máximo: 23120xg Adaptador: 1,5 ml, 5 ml</p>
 <p>No.4</p>	<p>Capacidad: 6x50ml Velocidad máxima: 13000r/min RCF máximo: 17940xg</p>	 <p>No.7</p>	<p>Capacidad: 24x1.5ml/2.2ml Velocidad máxima: 16500r/min RCF máximo: 26050xg Adaptador: 0,2 ml, 0,5 ml</p>
 <p>No.8</p>	<p>Capacidad: 6x85ml Velocidad máxima: 12000r/min RCF máx.: 15805xg Adaptador: 50 ml, 15 ml, 20 ml</p>	 <p>No.9</p>	<p>Capacidad: 6x100ml Velocidad máxima: 10000r/min RCF máx.: 119600xg Adaptador: 10 ml, 20 ml</p>
 <p>No.10</p>	<p>Capacidad: 48x1.5ml Velocidad máxima: 15500r / min RCF máx.: 26307xg Adaptador: 0,2 ml, 0,5 ml</p>		



#Letsgivemore 
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrífugas

Centrifugadora de sobremesa de gran capacidad y alta velocidad

Modelo YR019-TG



Rotores para los Modelos YR019-TG y YR0141:

 <p>No.1</p>	<p>Capacidad: 6 x50ml Velocidad máxima: 6000r/min RCF máximo: 5420 xg Adaptador: 15ml, 20ml</p>	 <p>No.2</p>	<p>Capacidad: 4 x2 x96 Velocidad máxima: 4000r/min RCF máximo: 3040xg Espesor del cubo de la microplaca ≤15,5 mm x2</p>
 <p>No.3</p>	<p>Capacidad: 2 x2 x96 Velocidad máxima: 4000r/min RCF máximo: 2200xg Cubo de microplacas</p>		



#Letsgivemore ♥
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
 +33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
 KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrífugas

Centrifugadora de sobremesa de gran capacidad y alta velocidad

Modelo YR019-TG



 <p data-bbox="256 1262 378 1327">No.7</p>	<p data-bbox="784 345 966 1028">Capacidad: 4 x500ml Velocidad máxima: 4000r/min n RCF máximo: 3310 XG</p>	<p data-bbox="990 345 1756 465">Adaptador: 4 x7x15ml、4 x4 x50ml、4 x250ml、4 x500ml</p>  <p data-bbox="1048 1181 1135 1214">500ml</p>  <p data-bbox="1361 984 1485 1017">4x500ml</p>  <p data-bbox="1621 984 1745 1017">4x250ml</p>  <p data-bbox="1354 1290 1494 1323">4x4x50ml</p>  <p data-bbox="1608 1290 1749 1323">4x7x15ml</p>
--	---	--



#Letsgivemore ❤️
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrífugas

Centrifugadora de sobremesa de gran capacidad y alta velocidad

Modelo YR019-TG



 <p>No.7</p>	<p>Capacidad: 4 x250ml Velocidad máxima: 4000r/min RCF máximo: 3310x g</p>	<p>Adaptador: 4 x7x15ml、4 x4 x50ml、4 x250ml</p>  <p>250ml</p>  <p>4x50ml</p>  <p>4x4x15ml</p>
--	--	---



#Letsgivemore 
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrífugas

Centrifugadora de sobremesa de gran capacidad y alta velocidad

Modelo YR019-TG



	Capacidad:4 x500ml	4 x14 x5ml/7ml	Adaptador de cubo cuadrado: 4 x25 x1,5 ml· 4 x28 x5ml (tubo de vacío de sangre)· 4 x 20 x 10 ml (rosca interna)· 4 x 10 x 15 ml · 4 x4 x50ml· 4 x250ml
	Velocidad máxima: 4000r / m en	Cubierta de aerosol (opcional)	Adaptador de cubo de 500 ml:
	RCF máx.: 3040 XG	4 x24 x5ml	4 x19 x5ml/7ml· 4 x9x15ml· 4 x 7 x 20ml· 4 x3x50ml· 4 x100ml· 4 x250ml
		Tubo de vacío de sangre	
		4 x19 x5ml/7ml	
		Cubierta de aerosol (opcional)	
		4 x37 x7ml	
		Tubo G RIA	



#Let'sgivemore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrífugas

Centrifugadora de sobremesa de gran capacidad y alta velocidad

Modelo YR019-TG



 <p>No.4</p>	Capacidad: 4 x750ml	Cubo de 750 ml	4 x24 x5ml/7ml		
	Velocidad máxima: 400 0r/min	Botella de PE de 750 ml	(Tubo de vacío de sangre)-		
	RCF máx.: 3780x g		4x37x5ml/7ml (tubo G RIA)		
			4 x14 x15ml-		
			4 x12 x20ml-		
			4 x5 x50ml-		
			4 x3 x100ml-		
			4 x250ml-		
			4 x500ml		
		 750 ml Bucket	 4x24x5ml/7ml Blood Vacuum Tube	 4x37x5ml/7ml G RIA Tube	 4x14x15ml
	 750ml PE Bottle	 4x5x50ml	 4x3x100ml	 4x250ml	 4x500ml



#Letsgivemore 
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrífugas

Centrifugadora de sobremesa de gran capacidad y alta velocidad

Modelo YR019-TG



 <p>No.5</p>	Capacidad:6 x250ml	Cubo de 250 ml	6x9x1.5ml-			
	Velocidad máxima: 4200r /min		6x7 x5ml-			
	Máximo RCF: 3500xg		6x9x5/7ml (vacío de sangre) Tubo)-			
			6x7x10ml (rosca interna)			
			6x5x15ml-			
			6x4 x20ml-			
			6 x50ml-			
			6 x100ml			
 <p>No.6</p>	 250 ml Bucket	 6x9x1.5ml	 6x7x5ml	 6x9x5/7ml Blood Vacuum Tube	 6x7x10ml Internal Thread	
	 250ml PE Bottle	 6x5x15ml	 6x4x20ml	 6x50ml	 6x100ml	



#Letsgivemore ❤️
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**CON LA
ADQUISICIÓN
DE UN EQUIPO
KALSTEIN**

A LA QUE USTED CONTRIBUYE:



¿Te enfrentas al reto de mantener a tus clientes satisfechos y comprometidos?

Aprende de los líderes de la industria y mantente informado sobre las últimas tendencias.

 www.kalstein.net



<https://onetreepanted.org>





PARIS - FRANCE

SEDE CENTRAL

5 Rue Castiglione
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 1 70 39 26 50

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

Cel: +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

¡Síguenos en Nuestras Redes Sociales!



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

¡Aquí Encontraras Nuestros Tutoriales!



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

