



LÍNEAS DE LABORATORIO

REFRIGERADORES Y CONGELADORES



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

Congelador de Banco de Sangre con 12 Cajones de Acero Inoxidable 304

Modelo YR05292



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores**Congelador de Banco de Sangre con 12 Cajones de Acero Inoxidable 304****Modelo YR05292****Descripción del Producto:**

Refrigerador de banco de sangre 1008L con 12 cajones de acero inoxidable 304, temperatura $4\pm 1^{\circ}\text{C}$. Para almacenamiento de bolsas de sangre de 450 ml: 576 unidades

Características:

- ✓ Controlador de microprocesador preciso para asegurar una temperatura constante en el gabinete de $4\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- ✓ Sistema de enfriamiento de aire forzado especialmente diseñado para asegurar un gabinete sin escarcha y una buena uniformidad de temperatura.
- ✓ Puerta de vidrio templado de tres capas con calentador para evitar condensaciones.
- ✓ Cámara interna de acero inoxidable 304 para un uso amigable y fácil limpieza.
- ✓ Amplio rango de voltaje disponible: 187V~242V

Seguridad:

- ✓ Bloqueo de puerta de seguridad y contraseña de configuración del controlador para evitar el acceso no autorizado.
- ✓ Batería de respaldo incorporada para mostrar la temperatura y operar el sistema de alarma audible y visual por hasta 8 horas sin alimentación de CA.
- ✓ Puertas interiores y ventilador de enfriamiento de encendido/apagado automático para evitar que el aire frío se escape cuando se abre la puerta.
- ✓ Sistema de alarma visual y audible: temperatura alta/baja, falla de energía, error del sensor, puerta entreabierta, mal funcionamiento de la batería de respaldo
- ✓ Protección contra fallas de energía: encienda el retraso del sistema de enfriamiento después de una falla de energía.
- ✓ Protección contra errores del controlador: el sistema de enfriamiento recordará el ciclo de trabajo normal y seguirá funcionando dependiendo de esta memoria cuando falle el controlador o dos sensores.
- ✓ Impresora de temperatura: imprime la temperatura interior actual automáticamente cada 15 minutos.

Diseño Humanizado:

- ✓ 4 ruedas con tope para facilitar el movimiento y la fijación.
- ✓ 12 cajones de acero inoxidable para un fácil uso.
- ✓ El sistema de drenaje sin servicio de diseño especial garantiza que no haya agua en el gabinete.
- ✓ Orificio de prueba estándar de 25 mm para una fácil conexión a los sistemas de control de temperatura.
- ✓ Pantalla digital con pantalla grande, fácil de verificar

**#Let'sgive more** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores**Congelador de Banco de Sangre con 12 Cajones de Acero Inoxidable 304
Modelo YR05292****Especificaciones Técnicas:**

Modelo	YR05292
Rendimiento	
Rango de temperatura	4°C±1°C
Temperatura ambiente	10~32°C
Controlador	Microprocesador
Mostrar	Pantalla digital
Sistema de refrigeración	
Compresor	1
Refrigerante	R134a
Tipo de enfriamiento	Refrigeración por aire forzado
Tipo de descongelación	libre de heladas
Alarma	
Temperatura alta/baja	Y
error del sensor	Y
Fallo de alimentación	Y
Puerta entreabierta	Y
Accesorios	
Castor	4
Lámpara	LED
Cajón	12
Agujero de prueba	1/25 mm
Impresora de temperatura	1
Registrador gráfico	Opcional
Datos eléctricos	
Fuente de alimentación (V/Hz)	220/50~60; 115/60
Potencia nominal (W)	513
Corriente eléctrica (A)	2.74
El consumo de energía	8,53 kWh/24h
Dimensiones	
Capacidad	1008L
Tamaño interior (ancho x profundidad x alto)	1100*684*1325mm
Tamaño exterior (ancho x profundidad x alto)	1240*860*1895mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	1300*960*2130mm
Nt/Gt (aprox.)	265/335kg
Cantidad de carga (20'/40'/40'H)	16/8/2016



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing microscopic objects. This is achieved through the use of a lens system that magnifies the object being viewed.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

