




# LÍNEAS DE LABORATORIO

## REFRIGERADORES Y CONGELADORES



**Kalstein**®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

## Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



### Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



### #Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



### Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



### Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



**KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores**  
**Congelador Horizontal Biomédico de 105 L Con Parte Superior Abierta**  
**Modelo YR05316**



**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A. S**



## KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

### Congelador Horizontal Biomédico de 105 L Con Parte Superior Abierta

Modelo YR05316



#### Descripción del Producto:

Cofre médico congelador superior abierto hecho de placa de acero rociado utilizado en hospitales y laboratorios.

#### Características:

- ✓ Amplio rango de temperatura: 10 °C ~ 32 °C la temperatura ambiente puede alcanzar -10 °C ~ -25 °C
- ✓ Tecnología de control de temperatura precisa para mantener la temperatura entre 10 °C ~ -25 °C y una precisión de 0,1 °C.
- ✓ Material externo y cámara interna de acero rociado SPCC para un uso amigable y fácil limpieza.
- ✓ Espuma de poliuretano de alta densidad (65 mm)

#### Seguridad:

- ✓ Batería de respaldo incorporada para mostrar la temperatura y operar el sistema de alarma audible y visual por hasta 12 horas sin alimentación de CA.
- ✓ Sistema de alarma visual y audible: temperatura alta/baja, error del sensor, alarma de falla del termostato, alarma de falla de energía
- ✓ Protección contra fallas de energía: encienda el retraso del sistema de enfriamiento cuando falla la energía, reinicie la protección de demora.
- ✓ Bloqueo de teclado, protección con contraseña para evitar establecer parámetros al azar.
- ✓ Amplio rango de voltaje disponible: 198V~242V.

#### Especial:

4 alarmas visuales y sonoras. 1 orificio de prueba estándar (25 mm)..

#### Diseño Humanizado:

- ✓ 4 ruedas, 2 ruedas con tope para facilitar el movimiento y la fijación.
- ✓ 1 orificio de prueba estándar (25 mm), conveniente para monitorear la temperatura.

#### Certificado:

- ✓ ISO14001.ISO9001.ISO13485.ISO45001
- ✓ Lista FDA y CE.

#### Garantía:

1 año de repuestos gratis y soporte técnico remoto..



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



**KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores****Congelador Horizontal Biomédico de 105 L Con Parte Superior Abierta****Modelo YR05316****Especificaciones Técnicas:**

<b>Modelo</b>	YR05316
<b>Rendimiento</b>	
<b>Rango de temperatura</b>	-10~-25°C
<b>Temperatura ambiente</b>	+10~+32°C
<b>Controlador</b>	Microprocesador
<b>Mostrar</b>	Pantalla digital
<b>Sistema de refrigeración</b>	
<b>Compresor/Marca</b>	1/ DONPER
<b>Refrigerante</b>	R290
<b>Tipo de enfriamiento</b>	Refrigeración directa
<b>Tipo de descongelación</b>	Manual
<b>Datos eléctricos</b>	
<b>Fuente de alimentación (V/Hz)</b>	220~240V/50~60;115/60
<b>Potencia nominal (W)</b>	174
<b>Corriente eléctrica (A)</b>	1.48
<b>El consumo de energía</b>	1,59 kWh/24h
<b>Dimensiones</b>	
<b>Capacidad</b>	105L
<b>Tamaño interior (ancho x profundidad x alto)</b>	480*380*665mm
<b>Tamaño exterior (ancho x profundidad x alto)</b>	615*570*880mm
<b>Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)</b>	675*625*1000mm
<b>Nt/Gt (aprox.)</b>	41,8/54 kg
<b>Cantidad de carga (20'/40'/40'H)</b>	27/57/57
<b>Alarma</b>	
<b>Temperatura alta/baja</b>	Y
<b>error del sensor</b>	Y
<b>Fallo de alimentación</b>	Y
<b>Accesorios</b>	
<b>Castor</b>	4
<b>Puerto de alarma remota</b>	/
<b>Agujero de prueba</b>	1/25MM



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





**Kalstein**<sup>®</sup>

A different accompaniment, at your service

**CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN**

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



**Fundación Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>




**MANIAPURE FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

**Gracias!**

**Artículos Kalstein**

(Redes sociales y sitios web oficiales)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens through which a specimen is placed. For

**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.

**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE  
**SEDE**

Optimum Business Center, 450 Rue  
Baden Powell, 34000 Montpellier -  
France.

**Fax:** +33 (0) 4 67 15 88 49

**Tlf:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

**Sitios web oficiales de América Latina.**


**Vídeos de formación Kalstein**

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto  
Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

