




LÍNEAS DE LABORATORIO

REFRIGERADORES Y CONGELADORES



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores
Congelador Médico de 328 Litros para Laboratorio
Modelo YR05294



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

Congelador Médico de 328 Litros para Laboratorio

Modelo YR05294



Descripción del Producto:

Estos productos están diseñados para almacenar vacunas, plasma sanguíneo y muchos otros materiales biológicos. Las instalaciones se pueden encontrar en instituciones de investigación y sitios clínicos en ciencias de la vida, pruebas electrónicas y mercados médicos.

Características Clave:

- ✓ Refrigerante químicamente estable, libre de CFC, comercialmente disponible y ambientalmente seguro.
- ✓ Aislamiento de espuma de alta densidad para rigidez y temperatura de almacenamiento estable. Control de microprocesador, rango de temperatura ajustable de pantalla digital: -10 °C–25 °C.
- ✓ Pantalla digital LED para una observación clara.
- ✓ Diseño de amplia tolerancia de voltaje con rango de voltaje aplicable de 187~242 V/CA.

Diseño Humanizado:

- ✓ Puerta lateral vertical con manija incorporada para facilitar la apertura; limita la bisagra de la puerta para evitar colisiones cuando la puerta está abierta.
- ✓ Diseño de ruedas bloqueables para que el cliente las mueva según sea necesario.
- ✓ Función de protección de contraseña del controlador para evitar cambios en el parámetro de ejecución al azar.

Seguridad:

- ✓ Múltiples alarmas de mal funcionamiento que incluyen temperatura alta y baja, error del sensor
- ✓ Dos tipos de indicaciones de alarma: zumbido audible y luz intermitente visible.
- ✓ Cerradura de puerta para seguridad de almacenamiento



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

Congelador Médico de 328 Litros para Laboratorio

Modelo YR05294



Especificaciones Técnicas:

| | |
|---|-----------------------|
| Modelo | YR05294 |
| Rendimiento | |
| Rango de temperatura | -10°C~-25°C |
| Temperatura ambiente | +10~+32°C |
| Controlador | Microprocesador |
| Mostrar | Pantalla digital |
| Sistema de refrigeración | |
| Compresor /Marca | 1/CUBIGEL |
| Refrigerante | R290 |
| Tipo de enfriamiento | Refrigeración directa |
| Tipo de descongelación | Manual |
| Dimensiones | |
| Capacidad | 328L |
| Tamaño interior (ancho x profundidad x alto) | 508*455*1393mm |
| Tamaño exterior (ancho x profundidad x alto) | 690*680*1900mm |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 750*760*2030mm |
| Nt/Gt (aprox.) | 104/125kg |
| Cantidad de carga (20"/40"/40"H) | 21/48/48 |
| Datos eléctricos | |
| Fuente de alimentación (V/Hz) | 220~240V/50~60;115/60 |
| Potencia nominal (W) | 180 |
| Corriente eléctrica (A) | 1.4 |
| El consumo de energía | 3kWh/24h |
| Alarma de falla de energía | 8H |



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>




MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.


Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto
Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

