




Kalstein®

A different accompaniment, at your service

All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,

LÍNEAS DE LABORATORIO

ENFRIADOR DE RECIRCULACIÓN



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Enfriador de Recirculación
Enfriador de Recirculación
Modelo YR02297 // YR02300



ENFRIADOR DE RECIRCULACIÓN



#Let'sgivemore ❤️

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Enfriador de Recirculación

Enfriador de Recirculación

Modelo YR02297 // YR02300



Descripción del Producto:

Esta serie de enfriadores se utiliza generalmente para proporcionar condiciones constantes de baja temperatura para inspecciones, experimentos químicos, biológicos y físicos que deben realizarse a baja temperatura, utilizados principalmente para medicina y atención médica, procesos alimentarios, industria química y enseñanza en universidades e institutos de investigación.

Ventajas:

- ✓ Aplicaciones en química y biología, como absorción atómica, ICP-MS, resonancia magnética nuclear, fermentador biológico, recipiente de reacción química (recipiente sintético), etc.
- ✓ Área de material: microscopía electrónica, difracción de rayos X, fluorescencia X, pulverización catódica con magnetrón, máquina de recubrimiento al vacío, máquina láser, etc.
- ✓ Equipado con compresor de marca de fama mundial, garantiza bajo nivel de ruido, alta confiabilidad, rendimiento estable y larga vida útil.
- ✓ Bomba de circulación de alto rendimiento o bomba de paletas de alta presión importada con calidad estable y confiable.
- ✓ La presión de la bomba es ajustable.
- ✓ El sistema de circulación completamente cerrado evita que el fluido del baño se evapore o se contamine.
- ✓ Los filtros incorporados en la manguera de circulación evitan posibles obstrucciones.
- ✓ El refrigerante sin CFC respetuoso con el medio ambiente cumple con las normas internacionales.
- ✓ Diseño compacto con apariencia atractiva
- ✓ Diseñado con monitor de nivel de líquido, que facilita la verificación del líquido de baño que queda en el tanque.
- ✓ La presión del fluido del baño se puede medir con el manómetro que se fija cerca de la salida del fluido.
- ✓ Modelos variables para satisfacer los diferentes requisitos del cliente.
- ✓ Paneles laterales extraíbles para una limpieza y un mantenimiento rápidos y sencillos.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Enfriador de Recirculación
Enfriador de Recirculación
Modelo YR02297 // YR02300



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR02297	YR02298	YR02299	YR02300
Rango de temperatura de trabajo	-30 ~ 5°C			
Estabilidad de temperatura	± 2°C			± 2°C
Fuente de alimentación	220-240V~, 50/60Hz			3~, 380V, 50Hz
Potencia nominal	1070	1475	1275	1475
Capacidad de enfriamiento	0°C	1250	1750	2800
	-10°C	800	1100	1800
	-20°C	300	700	1000
	-25°C	150	300	500
Refrigerante	R410A			R404A
Volumen de llenado de fluido de baño (L)	10	17	30	40
Caudal de la bomba de circulación	20L/min			30L/min
Presión (bar)	0.4			1
Tamaño de la conexión Hase	1 / 2"			3 / 4"
Dimensiones (mm)	435Wx 6900 x 720H	465W x 6900 x 820H	495W x 760D x 860H	650W x 10550 x 1070H
Peso neto / kg)	70	80	100	195



#Letsgivingore ♥
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens through which a specimen is placed. For more information, visit our website.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

