




**Kalstein**®

A different accompaniment, at your service

# LÍNEAS DE LABORATORIO

ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO DE  
SEGURIDAD





NUESTROS SERVICIOS

## Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



### Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



### #Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



### Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



### Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



**KALSTEIN® Armarios de Almacenamiento de Seguridad**  
**Gabinete a Prueba de Explosión de 90 Galones**  
**Modelo YR05472 // YR05472-2**



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A. S**



## KALSTEIN® Armarios de Almacenamiento de Seguridad Gabinete a Prueba de Explosión de 90 Galones Modelo YR05472 // YR05472-2




### Descripción del Producto:

- ✓ Aerosol de protección del medio ambiente, fuerte aislamiento.
- ✓ Enganche de tres puntos, doble bloqueo
- ✓ Laminado ajustable de gran capacidad de carga
- ✓ Puesta a tierra electrostática, actualización de seguridad
- ✓ Tres colores, cada uno con sus propios puntos fuertes.

### Características:

- ✓ Cerradura doble segura y fiable: Dos cerraduras, dos gestores. Doble seguridad, candado y cerradura de armario, gestión estandarizada, factor de seguridad mejorado.
- ✓ Poste de bloqueo sólido de enlace de tres puntos: estructura de bloqueo de la lengüeta de la cerradura de la puerta del gabinete de enlace de tres puntos, columnas de bloqueo de núcleo sólido de enlace de tres puntos superior, media e inferior para aumentar la seguridad del gabinete.
- ✓ Ventilación de incendios ajustable: las ventilaciones de incendios en ambos lados del cuerpo del gabinete están equipadas con válvulas ajustables, que pueden girar para controlar el volumen de aire y reducir el riesgo de acumulación de gases nocivos en el gabinete.
- ✓ Estantes galvanizados a prueba de fugas de líquidos: de 4 a 110 galones, independientemente del tamaño, los estantes están diseñados con una ranura de guía de líquido con fugas, que no teme a las fugas. El laminado se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo según la demanda.
- ✓ Antiestático: cada modelo está equipado con un clip de cable de prevención electrostática estándar OSHA. Garantizar un uso y una gestión seguros



#Let'sgive more ♥  
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



**KALSTEIN® Armarios de Almacenamiento de Seguridad**  
**Gabinete a Prueba de Explosión de 90 Galones**  
**Modelo YR05472 // YR05472-2**



**Especificaciones Técnicas:**

<b>Modelo</b>	YR05472	YR05472-1	YR05472-2
<b>Dimensiones</b>	1 650×1 090×865		
<b>(Al. x An. x Pr.)</b>			
<b>Peso (Kg)</b>	165		
<b>Volumen</b>	90 GAL / 340 GAL		
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta doble / Manual		
<b>Descripción</b>	Amarillo para Líquidos Inflamables	Rojo para líquidos combustibles	Azul para líquidos corrosivos
<b>Estante ajustable</b>	2 capas		



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
 • 34000 Montpellier, France.  
 Tel: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
 KALSTEIN FRANCE, S.A. S







**Kalstein**<sup>®</sup>

A different accompaniment, at your service

## CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



**Fundación Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

**Gracias!**



**Artículos Kalstein**

(Redes sociales y sitios web oficiales)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE

**SEDE**

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

**Fax:** +33 (0) 4 67 15 88 49

**Tlf:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

**Sitios web oficiales de América Latina.**

**Vídeos de formación Kalstein**

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

