



LÍNEAS DE LABORATORIO

HOMOGENEIZADORES



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Homogeneizadores
Homogeneizador Ultrasónico
Modelo YR05015 // YR05020



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Homogeneizadores

Homogeneizador Ultrasónico

Modelo YR05015 // YR05020



Descripción del Producto:

- ✓ Tecnología de un solo chip + pantalla táctil capacitiva TFT de 4.3 pulgadas (opcional de 7 pulgadas), comunicación por computadora opcional o impresión de datos;
- ✓ Control PID, tiempo ultrasónico, la potencia se puede configurar del 1% al 100%;
- ✓ La frecuencia de detección de temperatura de la muestra se rastrea automáticamente, y la falla se alarma automáticamente;
- ✓ Alarma de voz si falla, sobre temperatura o error de operación.
- ✓ Con la función de protección contra sobrecargas y la bocina no invade el líquido, protegerá automáticamente la bocina de daños;

Modelo	YR05015	YR05016	YR05017	YR05018	YR05019	YR05020
Poder (continuo)	1.5 – 150W	2-5 – 250 W	10 – 650 W	10 – 900 W	20 – 1 200W	50 – 1 800W
Capacidad de mezcla	0.1 – 150 ml	0.1 – 300 ml	0.1 – 500 ml	0.1 – 600 ml	1 – 1 000 ml	1 – 1 200ml
Sonda opcional (mm)	Ø 2/3/8	Ø 2/3/8/10	Ø 2/3/10/12	Ø 2/3/10/12/15	Ø 3/6/10/15/22/25	Ø 3/6/10/15/20/25/28
Tiempo de fraguado ultrasónico	0.1 – 99.9s					
Tiempo de inactividad único	0.1 – 99.9s					
Ajuste de tiempo total	1 – 99hrs 59min 59s					
Rango de frecuencia	20 – 25 KHz			19.5 – 20.5KHz		
Rango de control de temperatura	0-100 C (se puede personalizar)					
Funciones de alarma	Tiempo, temperatura, sobrecarga, sin carga			Tiempo, temperatura, sobrecarga, sin carga, sobrecalentamiento		
Sonda (estándar)	Ø 6 (mm)			Ø 20 (mm)		Ø 22 (mm)
Modo de visualización	Écran táctil					
Almacenamiento de datos	20 conjuntos					
Voltaje (110 V opcional)	220 V / 110 V / 50 Hz / 60 Hz					
Dimensiones exteriores	410 x 225 x 290 (mm)					
Función opcional	Computadora + función de impresión de datos + iluminación y esterilización de gabinetes insonorizados					
Modo de control	Microordenador de un solo chip TFT Touch Control					
Alarma de voz y función de aviso.	sí					



#Let'sgivemore ❤️

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tit: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

