




# SECTOR VETERINARIO

LÁMPARAS VETERINARIAS



## Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

## Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



### Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



### #Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



### Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



### Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



## KALSTEIN® Lámparas Veterinarias

### Lámpara LED de Quirófano sin Sombras

#### Modelo YR06118



#### Descripción del Producto:

- ✓ Diseño de aspecto ideal para cumplir los requisitos de depuración
- ✓ El diseño del cabezal de iluminación completamente cerrado y aerodinámico se ajusta al principio aerodinámico, lo que elimina completamente los ángulos muertos de flujo en el aire purificado y cumple los requisitos laminares de alto nivel y los requisitos asépticos de los quirófanos modernos.
- ✓ El cabezal de la lámpara contiene un asa de esterilización y un pasamanos, por lo que el personal veterinario puede mover y colocar el cabezal de la lámpara con flexibilidad en cualquier ángulo.



#### Características:

- ✓ Perfecto efecto de luz fría: Utilizando la fuente de luz fría LED, no contiene rayos ultravioleta o infrarrojos en el espectro, que no trae ni calor ni radiación. El aumento de temperatura por encima de la cabeza del médico y el área de la herida no es más de 1°C.
- ✓ Vida útil extra larga: La novedosa fuente de luz fría LED soporta un tiempo de trabajo de 60.000 horas sin cambiar las bombillas.
- ✓ Buen sistema de suspensión: El sistema de suspensión de peso ligero contiene brazo de equilibrio, seis grupos de juntas universales, varillaje, cabezales de luz giratorios 360°, mango esterilizado, pasamanos de valla, etc.
- ✓ Sistema de enfoque sofisticado: La tecnología de enfoque manual permite operaciones sencillas y realiza la función de enfoque continuo. El mango desmontable se puede esterilizar a alta temperatura ( $\leq 134^{\circ}\text{C}$ ).
- ✓ Iluminación profunda ultra fuerte: El diseño general del cabezal de luz LED concentra el haz de luz en una columna de luz uniforme de alto brillo, garantizando así el efecto de enfoque profundo y los requisitos de iluminación quirúrgica de alto brillo.



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



# KALSTEIN® Lámparas Veterinarias

## Lámpara LED de Quirófano sin Sombras

### Modelo YR06118



#### Especificaciones Técnicas:

<b>Modelo</b>	YR06118
<b>Montaje</b>	Montaje en pared
<b>Bombillas LED</b>	80 unidades
<b>Iluminancia</b>	40000~160000Lux
<b>Temperatura de color</b>	3000~6700K ajustable
<b>Diámetro del punto luminoso</b>	160-280 mm
<b>Sistema de regulación</b>	Sistema de regulación continua
<b>Índice de reproducción cromática</b>	≥96
<b>Profundidad de iluminación</b>	≥600mm
<b>Aumento de la temperatura en la cabeza del operario</b>	≤1°C
<b>Aumento de la temperatura en la zona de trabajo</b>	≤2°C
<b>Índice de reproducción cromática (IRC)</b>	≥96
<b>Índice de reproducción cromática</b>	≥97
<b>Tensión</b>	220 V, 50 Hz
<b>Altura óptima de instalación</b>	3.0m
<b>Altura mínima de instalación</b>	2.8m



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S







**Kalstein**<sup>®</sup>

A different accompaniment, at your service

## CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



**Fundación Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

**Gracias!**



**Artículos Kalstein**

(Redes sociales y sitios web oficiales)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument used for observing microscopic objects. This is achieved through the use of lenses.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigerator in a laboratory is one of the most important equipment that is necessary to maintain, in a controlled environment (refrigerated space), various fluids and substances.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE  
**SEDE**

Optimum Business Center, 450 Rue  
Baden Powell, 34000 Montpellier -  
France.

**Fax:** +33 (0) 4 67 15 88 49

**Tlf:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

**Sitios web oficiales de América Latina.**

**Vídeos de formación Kalstein**

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto  
Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

