



Kalstein®

A different accompaniment, at your service

LÍNEAS DE LABORATORIO

LIMPIADOR ULTRASÓNICO





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Limpiador Ultrasónico
Limpiador Ultrasónico Calentado de Acero Inoxidable
Modelo YR05210 // YR05218



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Limpiador Ultrasónico

Limpiador Ultrasónico Calentado de Acero Inoxidable

Modelo YR05210 // YR05218



Descripción del Producto:

Limpiador ultrasónico de escritorio digital Con calentador de temporizador, limpiador de ultrasonidos de escritorio digital de la serie YR05216 con calentador de temporizador. Transductores de alta calidad de alta calidad, la eficiencia de conversión de limpieza es mayor. Es ampliamente utilizado en varias aplicaciones. Más y más personas lo consideran como una opción sólida. Limpiador ultrasónico de escritorio digital de la serie YR05216 con calentador de temporizador

Principales Características:

- ✓ Capacidad más grande, relación de conversión de potencia de onda ultrasónica más alta, limpieza y horarios más rápidos o puntajes de veces mayor eficiencia de limpieza que el método convencional.
- ✓ Cesta de limpieza con pantalla de malla fabricada con argón de acero inoxidable arco soldado para un fácil uso.
- ✓ Proceso de limpieza seguro y confiable sin necesidad de intervención manual y libre de daños a la superficie de la pieza de trabajo, utilizando menos solvente, energía térmica, ocupación espacial y mano de obra.
- ✓ Temperatura de limpieza Ajustable entre 20 ~ 80, tiempo de funcionamiento mostrado y controlado digitalmente con LED y oscilando entre 0 ~ 30 minutos para satisfacer varias necesidades de limpieza.



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Limpiador Ultrasónico
Limpiador Ultrasónico Calentado de Acero Inoxidable
Modelo YR05210 // YR05218



Especificaciones Técnicas:

Modelo	Dimensiones internas (largo x ancho x alto)	Dimensiones externas (L*W*H)	Volumen (L)	Peso bruto (kg)	Ultrasónico Potencia (W)	Potencia de calefacción (W)	Desagüe válvula	Frecuencia (kHz)	Hora (Mín.)
YR05210	240*135*100	268*170*243	3.2	4.77	120	100	no	40	1-99
YR05211	240*135*150	268*170*290	5.0	5.4	120	200			
YR05212	300*150*100	325*178*243	4.5	5.6	180	200	no		
YR05213	302*150*150	325*178*290	6.8	6.2	180	200			
YR05214	300*240*150	368*270*290	11	8.5	240	300	yes		
YR05215	330*300*150	397*320*317	15	11.5	360	400	yes		
YR05216	330*300*200	397*320*368	20	12.5	360	400			
YR05217	500*300*150	560*320*317	22	14.5	480	500	yes		
YR05218	500*300*200	560*320*385	30	16.0	600	500	yes		



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tlf: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
 KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens through which a specimen is placed. For more information, visit our website.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto
Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

