



Kalstein®

A different accompaniment, at your service

LÍNEAS DE LABORATORIO

LIMPIADOR ULTRASÓNICO





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Limpiador Ultrasónico

Limpiador Ultrasónico Climatizado

Modelo YR05234 // YR05243



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Limpiador Ultrasónico**Limpiador Ultrasónico Climatizado****Modelo YR05234 // YR05243****Descripción del Producto:**

Máquina de limpiador ultrasónico Máquina de limpieza ultrasónica de la serie YR05234 tiene una capacidad de operación interna, alta precisión de limpieza. Puede limpiar efectivamente las pequeñas partículas de suciedad, y también limpie el agujero profundo, la pequeña costura y el ocultamiento de la pieza de trabajo.

Características Del Producto:

- ✓ Circuito de conductor de generador ultrasónico de barrido de MCU-barrido para presentar un mejor rendimiento de limpieza y para minimizar el nivel de ruido.
- ✓ Transductor ultrasónico industrial propietario con alto valor Q y eficiencia de conversión de energía y larga vida útil.
- ✓ Pegamento importado de alta resistencia, unión sin grapas y larga vida útil del tanque.
- ✓ Limpieza mecánica de tiempo para 1-60 minutos y control de calefacción digital, temperatura establecida arbitraria de hasta 80 °C.
- ✓ Tanque interno fabricado de 1,0 mm de acero inoxidable SUS304 para presentar un buen rendimiento y una larga vida útil.
- ✓ Cesta de limpieza hecha de acero inoxidable 304 y electro-pulido. Cáscara del sistema de acero inoxidable de alta calidad para presentar una buena resistencia a la corrosión.

**#Let'sgive more** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Limpiador Ultrasónico

Limpiador Ultrasónico Climatizado

Modelo YR05234 // YR05243



Especificaciones Técnicas:

Modelo	Dimensiones internas	Dimensiones externas	Volumen (L)	Peso bruto (KG)	Ultrasónico Potencia (W)	Potencia de calefacción (W)	Válvula de drenaje	Frecuencia (kHz)	Hora (Mín.)	Calefacción Temperatura (°C)
YR05234	240*135*100	268*170*243	3.2	4.77	120	100	no	40	1-60	30-80
YR05235	240*135*150	268*170*290	5.0	5.4	120	200				
YR05236	300*150*100	325*178*243	4.8	5.65	180	200	no			
YR05237	302*150*150	325*178*290	6.8	6.2	180	200	no			
YR05238	300*240*150	368*270*290	11	8.5	240	300	yes			
YR05239	330*300*150	397*320*317	15	11.5	360	400	yes			
YR05240	330*300*200	397*320*368	20	12.5	360	400	yes			
YR05241	500*300*150	560*320*317	22	14.5	480	500				
YR05242	500*300*200	560*320*385	30	16.0	600	500	yes			
YR05243										



#Letsgivemore ♥
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S.





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación
Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a system of mirrors that collect and focus light from the object being observed.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto
Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

