



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



Kalstein[®]

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S.,

SECTOR LABORATORIO LIOFILIZADORES



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/es/



Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.

Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..

Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



#Letsgivemore

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.

Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.

Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.

KALSTEIN® Liofilizadores

Liofilizador Vertical Eléctrico de Laboratorio

Modelo YR05198 // YR05201



Descripción del Producto:

El liofilizador al vacío de laboratorio se utiliza ampliamente en medicina, farmacia, investigación biológica, química y alimentación. Los artículos liofilizados son fáciles de almacenar durante mucho tiempo, y se pueden restaurar al estado anterior a la liofilización y mantener las características bioquímicas originales después de añadir agua. El liofilizador es adecuado para uso en laboratorio y cumple los requisitos de la liofilización rutinaria en la mayoría de los laboratorios.

Características:

- ✓ Fijación del proceso de liofilización
- ✓ Control de la velocidad de calentamiento con calefacción eléctrica de estante
- ✓ Pantalla táctil de 7 pulgadas
- ✓ Trampa fría y mesa de operaciones de acero inoxidable
- ✓ Un sifón de gran apertura con función de pre congelación
- ✓ Trampa de frío Desescarche eléctrico
- ✓ Conmutación flexible de las unidades de vacío (Pa, mBar, etc.)
- ✓ Función de protección de la bomba de vacío con el ajuste de la bomba de vacío para iniciar la temperatura de la trampa de frío.



#Let'sgive more 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Liofilizadores

Liofilizador Vertical Eléctrico de Laboratorio

Modelo YR05198 // YR05201



Modelo	YR05198	YR05199	YR05200	YR05201
Zona liofilizada	0,18m ² /0,27m ²	0.09m ²	0,18m ² /0,27m ²	0.09m ²
Material del panel (grosor del material 10 mm)	1.8L/2.7L	0.9L	1.8L/2.7L	0.9L
Bandeja de material	Φ240mm 4/6 capas	Φ200mm 3 capas	Φ240mm 4/6 capas	Φ200mm 3 capas
Distancia entre placas de material	70 mm/50 mm	70 mm	70 mm/50 mm	70 mm
Temperatura de almacenamiento	-40 ~ +60°C			
Temperatura de la trampa de frío	≤ 60 ° C (sin carga), opcional ≤ -80 ° C (sin carga)			
Capacidad de captación de agua	6 kg/24h			
Vacío definitivo	≤ 5pa (sin carga)			
Potencia	1800w			
Peso del anfitrión	105 KG			
Dimensiones de la unidad central	630×580×1455mm	630×580×1455mm	630×580×1455mm	630×580×1455mm



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





PARA TODOS LOS CLIENTES KALSTEIN

¡ÚNETE A LA NUEVA PLATAFORMA KALSTEIN!

¡SOLUCIONES TECNOLÓGICAS!



Inteligencia Artificial

Herramienta de última generación (integrada en todas las páginas web) necesaria para la preparación rápida de licitaciones o solicitudes ordinarias.



Dispositivos Tecnológicos

Un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar a la perfección su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en teléfonos Kalstein...



Plataforma K+

El cliente distribuidor puede construir su negocio y realizar sus presupuestos automáticamente con los gastos de envío al destino final siempre con la identidad de su empresa.

SOLUCIONES COMERCIALES



Servicios de Marketing

Creación de contenidos para el Blog y guías informativas para posicionamiento SEO



Dropshipping

Para la recepción y preparación del pedido en nombre de su empresa y envío al cliente final conectado al seguimiento Kalstein con personalización del producto.



Descuentos Especiales

Hasta un 41% más un 4% de gastos de envío

PRESENTAMOS LA NUEVA ERA DE LOS EQUIPOS INTELIGENTES KALSTEIN

Nos complace anunciar el desarrollo de una revolucionaria adición a nuestra gama de productos: un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar perfectamente su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en los teléfonos Kalstein.

CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

CONECTA CON NOSOTROS EN KALSTEIN+

¿NECESITA ASISTENCIA?



¿CÓMO SOLICITAR UNA VIDEOLLAMADA?

En Kalstein+ nos comprometemos a prestarle el mejor servicio posible, adaptándonos a sus necesidades de forma personalizada y eficaz. Por eso le invitamos cordialmente a unirse a nosotros en una videollamada.



+ (33) 7 77 66 24 64



¿CÓMO PUEDE DESCARGAR LA APLICACIÓN?

Descárguese ahora la aplicación Kalstein+ y llévese la experiencia Kalstein dondequiera que vaya. No pierdas la oportunidad de estar al día de las últimas noticias y ofertas especiales.



Descárgala en
Play Store



Descárgala en
APP Store

CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.