




LÍNEA MÉDICA

ELECTROCADIÓGRAFO ECG DIGITAL



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Electrocardiógrafo ECG Digital

Máquina de ECG con Pantalla Táctil de Electrocardiógrafo de 12 Canales

Modelo YR05158



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Electrocardiógrafo ECG Digital

Máquina de ECG con Pantalla Táctil de Electrocardiógrafo de 12 Canales

Modelo YR05158



Descripción del Producto:

Como sugiere el nombre, la máquina de ECG de 3 canales imprime 3 formas de onda / canales a la vez. En máquinas de 3 canales, las señales de ECG seleccionadas por el microprocesador se amplifican, filtran y envían a un multiplexor de 3 canales.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Electrocardiógrafo ECG Digital

Máquina de ECG con Pantalla Táctil de Electrocardiógrafo de 12 Canales

Modelo YR05158



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR05158
Fuente de alimentación	Eléctrico
Garantía	De por vida
Servicio postventa	Devolución y reemplazo
Material	metal, plástico
Duración	1 año
Certificación de calidad	ce
Clasificación de instrumentos	Clase II
Norma de seguridad	Ninguna
Tipo	ECG animal barato del precio
Monitor	Pantalla táctil LCD de 7 colores Diseño superdelgado
Puntos de venta	Admite tarjeta SD, disco USB
Modos de análisis	Manual / Auto / Arritmia
Guías	12 Guías
Software ECGNET	Opcional
Deriva anti-línea base	Automático
Interfaz	USB/RS232
Almacenamiento	30000 pacientes guardar / reproducir
Grabación	112mm *20m
Elementos	especificación
Características	Pantalla de 7 «, pantalla táctil Apoyar las capacidades de análisis de Ecg
Guías	12 Guías
Adquisición de clientes potenciales	sincrónicamente 12 derivaciones
Circuito de entrada	Flotante; Circuito de protección contra el efecto del desfibrilador
Impedancia de entrada	≥50MΩ
Corriente del circuito de entrada	≤0.05μA
Modo de grabación	Automático: 3CH×4+1R, 3CH×4, 3CH×2+2CH×3, 3CH×2+2CH×3+1R, 6CH×2; Manual: 3CH, 2CH, 3CH+1R, 2CH+1R; Ritmo: cualquier plomo seleccionable.
Filtro	EMG Filtro: 25 Hz / 30 Hz / 40Hz/75 Hz / 100 Hz / 150Hz DFT Filtro: 0.05 Hz/ 0.15 HzAC Filtro: 50 Hz / 60Hz
CMRR	>100dB
Fuga de corriente del paciente	<10μA
Corriente del circuito de entrada	<0.05μA
Respuesta frecuente	0.05Hz~150Hz (-3dB)
Sensibilidad	2.5mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV
Deriva anti-línea base	Automático
Tiempo constante	≥3.2s
Nivel de ruido	<15μVp-p
Velocidad del papel	12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Modo grabación	Sistema de impresión térmica
Especificación de papel	80mm×20m rollo de papel 120mm×20m rollo de papel



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S.





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

