



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



 **Kalstein**®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S.,

LÍNEA DE LABORATORIO MEDIDORES DE pH



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/es/



Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.

Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..

Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



#Letsgivemore

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.

Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.

Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.

KALSTEIN® Medidores de Oxígeno Disuelto

Medidor de pH / Iones De Sobremesa

Modelo YR01826



Descripción del Producto:

- ✓ Este sofisticado dispositivo de medición cuenta con una pantalla LCD de 5 pulgadas con un ángulo de visión de 150°, lo que garantiza una lectura clara desde una distancia de hasta 5 metros. Incorpora un chip microprocesador que ofrece funciones inteligentes como calibración automática, compensación automática de temperatura (ATC), almacenamiento de datos, visualización del reloj, salida USB, configuración de funciones, apagado automático y alarma de baja tensión.
- ✓ Equipado con dos interfaces USB, el dispositivo admite conexiones a PC, carga de baterías y transferencia de datos. La interfaz de electrodos de 3,5 mm simplifica la conexión de electrodos. El dispositivo puede reconocer automáticamente diferentes electrodos, y los que tienen chips incorporados pueden almacenar y recuperar datos de calibración tras la conexión.
- ✓ Admite el reconocimiento automático de 15 tampones con opciones para Europa y EE.UU., NIST y China, y permite la calibración en 1, 2 ó 3 puntos. El dispositivo puede almacenar hasta 200 conjuntos de datos, incluidas lecturas, datos GLP, fecha y hora. Su batería recargable proporciona hasta 30 horas de uso, y el dispositivo se apaga automáticamente tras 10 minutos de inactividad.



#Let'sgive**more** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Medidores de Oxígeno Disuelto

Medidor de pH / Iones De Sobremesa

Modelo YR01826



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR01826	
ph	Rango de medición	(-2~19.999)pH
	Resolución	0,1/0,01pH
	Precisión	±0,02 pH
	Corriente de entrada	≤2×10 ⁻¹² A
	Impedancia de entrada	21×10 ⁻¹² Ω
	Estabilidad	±0,002 pH/3h
	Rango de compensación de temperatura	(0~100) °C, auto/manual
mV	Rango de medición	-1999,9mV~0~1999,9mV
	Resolución	0,1mV
	Precisión	±0,03% FS
Temperatura	Rango de medición	(-10~110) C
	Resolución	0.1°C
	Precisión	5~ 60°C: rango: ±0,4°C; otro rango: ±0,8°C
Calibración		1, 2, 3 punto
Otros parámetros técnicos	Mostrar	Pantalla LCD blanca retroiluminada de 5 pulgadas
	Almacenamiento de datos	200 juegos
	Potencia	DC 5V/1A
	Conector de comunicación	Micro USB & USB estándar
	Dimensión/N.A.	180 x 130 x 14 mm/280 g
Estado de funcionamiento	Temp. ambiente	535 °C
	Medio ambiente	≤85%
	Grado IP	IP54
Kits de contadores	1) pH-metro	
	2) Portaelectrodos	
	3) Electrodo dos en uno que consta de electrodo combinado de pH y sonda de temperatura.	
	4) Solución tampón de pH	
	5) Adaptador de corriente	



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





PARA TODOS LOS CLIENTES KALSTEIN

¡ÚNETE A LA NUEVA PLATAFORMA KALSTEIN!

¡SOLUCIONES TECNOLÓGICAS!



Inteligencia Artificial

Herramienta de última generación (integrada en todas las páginas web) necesaria para la preparación rápida de licitaciones o solicitudes ordinarias.



Dispositivos Tecnológicos

Un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar a la perfección su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en teléfonos Kalstein...



Plataforma K+

El cliente distribuidor puede construir su negocio y realizar sus presupuestos automáticamente con los gastos de envío al destino final siempre con la identidad de su empresa.

SOLUCIONES COMERCIALES



Servicios de Marketing

Creación de contenidos para el Blog y guías informativas para posicionamiento SEO



Dropshipping

Para la recepción y preparación del pedido en nombre de su empresa y envío al cliente final conectado al seguimiento Kalstein con personalización del producto.



Descuentos Especiales

Hasta un 41% más un 4% de gastos de envío

PRESENTAMOS LA NUEVA ERA DE LOS EQUIPOS INTELIGENTES KALSTEIN

Nos complace anunciar el desarrollo de una revolucionaria adición a nuestra gama de productos: un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar perfectamente su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en los teléfonos Kalstein.

CONTÁCTANOS

| (+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

CONECTA CON NOSOTROS EN KALSTEIN+

¿NECESITA ASISTENCIA?



¿CÓMO SOLICITAR UNA VIDEOLLAMADA?

En Kalstein+ nos comprometemos a prestarle el mejor servicio posible, adaptándonos a sus necesidades de forma personalizada y eficaz. Por eso le invitamos cordialmente a unirse a nosotros en una videollamada.



+ (33) 7 77 66 24 64



¿CÓMO PUEDE DESCARGAR LA APLICACIÓN?

Descárguese ahora la aplicación Kalstein+ y llévese la experiencia Kalstein dondequiera que vaya. No pierdas la oportunidad de estar al día de las últimas noticias y ofertas especiales.



Descárgala en
Play Store



Descárgala en
APP Store

CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.