



LINEAS DE LABORATORIO

ESPECTROFOTOMETROS



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Espectrofotómetros

Biofotómetro Microespectrofotómetro

Modelo YR06033



Descripción del Producto:

- ✓ Diseño inteligente y compacto, ligero y fácil de mover.
- ✓ Pantalla táctil en color LCD de 7 pulgadas, sistema autónomo y sin necesidad de PC.
- ✓ Sistema operativo fácil de usar, diseño del módulo UI, sencillo y claro.
- ✓ Lámpara de xenón de larga duración, sin tiempo de calentamiento.
- ✓ Almacenamiento por USB, fácil de recuperar los datos de las pruebas.
- ✓ Multifunciones: Ácido nucleico, Proteína, Cinética, barrido de espectro, punto final y medición OD600.
- ✓ No es necesario diluir la muestra, de 1uL a 2uL es suficiente.
- ✓ Detector CCD de alta resolución, medición rápida (5 segundos), alta repetibilidad y precisión.
- ✓ Disponible para actualizar el software por USB, bajo coste de mantenimiento.
- ✓ Dos puertos USB para salida de datos y herramientas externas como ratón y teclado.



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Espectrofotómetros

Biofotómetro Microespectrofotómetro

Modelo YR06033



Modelo	YR06033
Especificación de generación	
Fuente de luz	Lámpara de xenón
Detector	CCD (2048 píxeles)
Longitud de onda	190-1100 nm
Precisión de longitud de onda	± 1nm
Resolución espectral	0,3 nm
Dimensión	220*280*220 mm
Peso	3kg
Fuente de alimentación	100-240 V, 50-60 Hz
Consumo de energía	80-100W
Especificación de nano volumen	
Precisión de absorbancia	1%@100ng/µl
Rango de absorbancia	0-200Abs (equivalente a 10nm)
Límite de detección	2ng/µl (dsADN)
Máx. Concentración	15000ng/µl (dsADN)
Tiempo de medición	5s
Mín. Volumen de muestra	1µl
Longitud de la ruta	0,01-1,2 mm (escala automática)
Especificación de la cubeta	
Altura de la viga	8,5 mm
Rango de absorbancia	0,002-2,0 Abs
Tiempo de medición	3s
Longitud de la ruta	10 mm



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a system of mirrors that collect light from the object and focus it through a series of lenses to form a magnified image.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto
Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

