



# LÍNEAS DE LABORATORIO

## INCUBADORAS



**Kalstein**®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

## Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



### Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



### #Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



### Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



### Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



**KALSTEIN® Incubadoras**  
**Mini Incubadora de Baño Seco**  
**Modelo YR05891 // YR05893**



**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tit: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A. S**



**KALSTEIN® Incubadoras**  
**Mini Incubadora de Baño Seco**  
**Modelo YR05891 // YR05893**




**Descripción del Producto:**

Mini Incubadora de Baño Seco está controlada por PID, aplicado a la fuente de alimentación del vehículo debido al pequeño tamaño de la palma de la mano y peso ligero. Ampliamente utilizado en kit de inspección rápida o pequeños laboratorios.



**Características:**

- ✓ Pantalla con temporizador y temperatura
- ✓ 12V CC, protección incorporada contra la temperatura
- ✓ Detección automática de fallos con alarma acústica
- ✓ Bloques fáciles de cambiar
- ✓ 9 Programas almacenados, cada uno contiene 3 segmentos



**#Letsgivemore** ❤️  
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
 • 34000 Montpellier, France.  
 Tit: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A. S**



**KALSTEIN® Incubadoras**  
**Mini Incubadora de Baño Seco**  
**Modelo YR05891 // YR05893**



**Especificaciones Técnicas:**

<b>Modelo</b>	YR05891	YR05892	YR05893
<b>Rango de control de temperatura</b>	RT+5°C ~100°C	RT-20°C ~100°C	RT+5°C ~100°C
<b>Velocidad de calentamiento(20°C a 100°C )</b>	≤ 15m		
<b>Precisión de control de temperatura</b>	±0.3°C		
<b>Estabilidad de la temperatura @40°C</b>	±0.3°C		
<b>Estabilidad de la temperatura @100°C</b>	±0.3°C		
<b>Exactitud de visualización</b>	0.1°C		
<b>Temporizador</b>	0~99h, 0~99m, 0~99s		
<b>Máx. Temperatura</b>	100°C		
<b>Máx. Potencia</b>	48W	60W	120W
<b>Velocidad de enfriamiento</b>	Enfriamiento natural		≤ 30m 100-25°C ≤ 30m RT.- 20°C
<b>Tapa de calefacción</b>	No		Si

**Accesorios Opcionales:**

Tipo	Tipo de tubo	Descripción	Tipo de capacidad
YR05893-op1	0.2ml tubo	32 x 0.2ml tubos de centrifuga	32
YR05893-op2	0.5ml tubo	24 x 0.5 ml tubos de centrifuga	24
YR05893-op3	1.5ml tubo	15 x 1.5 ml tubos de centrifuga	12
YR05893-op4	2.0ml tubo	15 x2.0 ml tubos de centrifuga	15
YR05893-op5	Cubeta	8~12.5 x 12.5 mm (Cubeta)	8
YR05893-op6	15ml tubo (Trabajando sin tapa)	6 x 15 ml tubos de centrifuga – Tapa abierta al trabajar	6
YR05893-op7	50ml tubo (Trabajando sin tapa)	2 x 50 ml tubos de centrifuga – Tapa abierta al trabajar	2
YR05893-op8	5ml tubo (Trabajando sin tapa)	12 x 5.0ml tubos de centrifuga	12
YR05893-op9		Personalizado	



**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
 • 34000 Montpellier, France.  
 Tel: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A. S**





**Kalstein**<sup>®</sup>

A different accompaniment, at your service

## CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



**Fundación Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

**Gracias!**

**Artículos Kalstein**

(Redes sociales y sitios web oficiales)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE

**SEDE**

Optimum Business Center, 450 Rue  
Baden Powell, 34000 Montpellier -  
France.

**Fax:** +33 (0) 4 67 15 88 49

**Tlf:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

**Sitios web oficiales de América Latina.**

**Vídeos de formación Kalstein**

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



**Kalstein France - Jacinto  
Convit Foundation / Allianc...**

23 views • 3 years ago



**Kalstein's Microscopes**

445 views • 1 week ago

