




# SECTOR VETERINARIO

MONITORES VETERINARIOS



## Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

## Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



### Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



### #Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



### Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



### Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



## KALSTEIN® Monitores Veterinarios

### Monitor Veterinario Portátil de Signos Vitales

#### Modelo YR06106



#### Descripción del Producto:

- ✓ El monitor portátil de constantes vitales más pequeño y exquisito del mundo.
- ✓ Medición precisa en 0,05% Índice de Perfusión Bajo, la producción líder en el mundo en el entorno de movimiento
- ✓ Proporcionar el parámetro de PI (Índice de Perfusión 0,05%-20%)
- ✓ Medición precisa en todo tipo de entornos extremos, como pacientes neonatos y en estado de shock.



#### Características:

- ✓ Adopta NIBP
- ✓ Algoritmo SAWAA («forma de onda auto adaptativa y ajuste de amplitud») y algoritmo SAFD («desinflado rápido auto adaptativo»).
- ✓ Fácil manejo mediante TFT en color de 3,5
- ✓ Conmutador de ID de hasta 100 usuarios
- ✓ Parámetros de medición de múltiples constantes vitales para colocación opcional:
- ✓ NIBP, SpO2, Temp
- ✓ NIBP, Temp
- ✓ SpO2, Temperatura
- ✓ Dos modos de medición: Puntual, Monitorización
- ✓ Capacidad de almacenamiento de datos, compatibilidad con la vista de datos históricos y gráficos de tendencias para volver a ver
- ✓ En modo monitorización, puede registrar de forma continua 48 horas de datos de medición
- ✓ En modo spot, 100 usuarios ID, cada usuario puede almacenar 200sets de datos
- ✓ Admite alarmas sonoras y visuales, así como la configuración de los valores límite superior e inferior de las alarmas.
- ✓ Alimentación mediante batería de iones de litio
- ✓ Base de carga opcional



#Letsgivingore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



**KALSTEIN® Monitores Veterinarios**  
**Monitor Veterinario Portátil de Signos Vitales**  
**Modelo YR06106**



**Especificaciones Técnicas:**

<b>Modelo</b>	YR06106
<b>Pantalla</b>	TFT en color de 3,5
<b>Resolución</b>	320*480
<b>Indicador</b>	Indicador de alarma, Indicador de encendido
<b>Rastrear</b>	1 forma de onda del pletismograma
<b>Alarma</b>	Sonda apagada, baja potencia
<b>Modos</b>	Audio y vídeo
<b>Aplicación</b>	Pacientes neonatales, pediátricos y adultos
<b>Temperatura Rango de medición</b>	25-45°C
<b>Resolución de temperatura</b>	0.1°C
<b>Precisión de temperatura</b>	0.1°C
<b>Tipo de potencia</b>	Batería de iones de litio
<b>Tiempo de funcionamiento</b>	8 horas en funcionamiento normal
<b>Almacenamiento/ Transporte</b>	-20°C~65°C
<b>Humedad</b>	En funcionamiento: 15% a 90% sin condensación
<b>Altitud</b>	Altitud de funcionamiento: Hasta 5000 metros
<b>Dimensión</b>	146mm*67mm*30mm
<b>Peso</b>	250g



**#Letsgivemore** ♥  
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
 • 34000 Montpellier, France.  
 Tel: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A.S**





**Kalstein**<sup>®</sup>

A different accompaniment, at your service

## CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



**Fundación Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

**Gracias!**

**Artículos Kalstein**

(Redes sociales y sitios web oficiales)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument used for observing microscopic objects. This is achieved through the use of lenses.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigerator is a device used for storing samples in a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE  
**SEDE**

Optimum Business Center, 450 Rue  
Baden Powell, 34000 Montpellier -  
France.

**Fax:** +33 (0) 4 67 15 88 49

**Tlf:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

**Sitios web oficiales de América Latina.**

**Vídeos de formación Kalstein**

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto  
Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

