



Un acompañamiento diferente a su Servicio



Kalstein®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S

SECTOR MÉDICO

**MONITORES DE
PACIENTES**

www.kalstein.net/es/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let'sgiveamor

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Monitores de Pacientes e Infantiles

Monitor de Cabecera

Modelo YR02173



Descripción del Producto:

- ✓ Pantalla táctil de 12,1
- ✓ ECG de 5 derivaciones, PRAE, Temp (un canal), COMEN SpO2, PNI, FC
- ✓ Dual-IBP, EtCO2, AG, ICG, C.O., BIS, Nellcor/Masimo SpO2, ECG de 3/12 derivaciones, Registrador térmico, Dual-Temp, Suntech NIBP, Carro, Montaje en pared



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Monitores de Pacientes e Infantiles

Monitor de Cabecera

Modelo YR02173



MONITORES DE PACIENTES E INFANTILES

Modelo	YR02173		
ECG	Modo principal	5 conductores (RA,LA,LL,RL,V)	
	Método de conexión	I, II, III,AVR,AVL,AVF,V	
	Modo Plomo	3 conductores (RA,LA,LL)	
	Método de conexión	I, II,III	
	Forma de onda	1ch	
	Gane	1,25, 2,5, 5,0, 10, 20, 40mm/mV, Auto.	
	Gama HR	Adulto: 15-300bpm	
	Neo/Ped	15-350bpm	
	Precisión	±1% o ±1bpm	
	Resolución	1bpm	
	Sensibilidad	200(uVp-p)	
	Impedancia de entrada diferencial	≥5MΩ	
	Rango de monitorización del segmento ST		
	Rango de medida	-2,0~+2,0mV	
Medir la precisión	-0,8mV~+0,8mV		
Frecuencia cardíaca	Rango de medición	15-300bpm	
	Precisión	±1bpm	
	Resolución	1bpm	
	Sensibilidad	200UVp-p	
Respiración	Método	Impedancia entre R-F(RA-LL)	
	Impedancia de entrada diferencial	2,5MΩ	
	Rango de impedancia de medición	0,3-3,0 MΩ	
	Línea base Rango de impedancia	200-4000Ω	
	Ancho de banda	0,1-2,5Hz	
	Frecuencia respiratoria	Adulto: 2-120BrPM	
	Neo/Ped	0-150BrPm	
	Resolución	1 BrPM	
	Precisión	±2 BrPM	
	Alarma	10-40S	
NIBP	Método	Oscilométrico	
	Modo	Manual/Auto/STAT	
	Intervalo de medición en modo AUTO	1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480(Min)	
	Periodo de medición en modo STAT	5 minutos	
	Frecuencia de pulso	40-240bpm	
	Tipo de alarma	SYS, DIA, MEAN	
	Resolución		
	Presión	1mmHg	
	Precisión	Error medio máximo: 5mmHg	
	Máximo Desviación típica	8mmHg	
	SPO₂	Mostrar	Número de SPO ₂ ,forma de onda de capacidad,Pulso
Rango de medición		0-100%	
Resolución		1%	
Precisión		60-100% (±2%)	
Sistema de alarma		Alarma audio-video	
TEMP	Frecuencia de pulso	0-300bpm	
	Canal	2	
	Rango de medición y alarma	0-50°C	
	Resolución	0,1°C	
	Precisión	0,1°C	
	Intervalo de actualización	Alrededor de 1 segundo.	
	Constante de tiempo media	10 segundos.	



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>




MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE

SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>
<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.



1
Read this
ARTICLE
NOW

How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of a lens system that magnifies the object.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this
ARTICLE
NOW

What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is an essential part of the most advanced equipment that is used in a laboratory. It is a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Videos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

