




SECTOR VETERINARIO

MONITORES VETERINARIOS



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Monitores Veterinarios
Monitor de Presión Arterial Veterinario
Modelo YR06110



Descripción del Producto:

En vista de los puntos de dolor como el pulso débil de los animales pequeños y la medición inexacta, el temblor y la agitación de los animales que conducen al fracaso de la medición, el afeitado es necesario para medir con precisión la presión arterial de los animales, y la medición de un solo punto no puede formar registros de tendencias, Kalstein desarrolló de forma independiente el monitor electrónico de presión arterial animal YR06110, que puede probar fácil y rápidamente la presión arterial de diferentes tamaños de animales, sin anestesia ni afeitado, para evitar el shock de las mascotas. Los animales entran rápidamente en el estado de prueba, operación de un solo clic, presión silenciosa inteligente, para proporcionar a los veterinarios un equipo de detección de la presión arterial conveniente y eficiente



Características:

- ✓ Precisión y fiabilidad: Tecnología exclusiva de tolerancia al movimiento, medición por pasos, anti interferencias de fluctuación.
- ✓ Animales grandes y pequeños: Distingue automáticamente animales grandes y pequeños según el peso de la mascota.
- ✓ Múltiples modos: modos de medición única, continua, 2 minutos/tiempo múltiple.
- ✓ Cómodo y duradero: El suave manguito de TPU es más cómodo y sensible que el tradicional manguito de goma.
- ✓ Medida de silenciamiento: Presión de silenciamiento inteligente, la emisión puede ser silenciada, para evitar que las mascotas se asusten.
- ✓ Múltiples idiomas: Chino, inglés, ruso, etc.
- ✓ Monitorización exhaustiva: pulso, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, presión arterial media, gráfico de tendencias, comprensión exhaustiva de los indicadores de mascotas.
- ✓ Largo tiempo en espera: Batería de gran capacidad, largo tiempo en espera.
- ✓ Fácil de transportar: batería de litio incorporada, sin fuente de alimentación externa, fácil de mover durante la prueba




#Let'sgive more 
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Monitores Veterinarios
Monitor de Presión Arterial Veterinario
Modelo YR06110



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR06110
Pantalla	Pantalla TFT de 4,3 pulgadas
Método de medición	método del osciloscopio
Modo de medición	medición única, supervisión continua, medición a intervalos de 2 minutos
Intervalo de medición de la presión arterial	0~280mmHg
Rango de medición de impulsos	0~300 veces/min
Precisión de la medición de la presión arterial	±3 mmHg
Precisión de la medición del pulso	±5%
Brazalete para animales	5
Peso	1,4 kg
Tamaño	18cm*15cm*17cm
Fuente de alimentación	Adaptador de corriente CC 9,0 V



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

