



LÍNEAS DE LABORATORIO

REFRIGERADORES Y CONGELADORES



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores
Congelador Vertical PCR R290
Modelo YR05321



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores**Congelador Vertical PCR R290****Modelo YR05321****Descripción del Producto:**

Refrigerador de laboratorio de PCR vertical con congelador y refrigerador combinados CE y FDA. Congelador y refrigerador para uso en laboratorio de PCR YR05321

Características de Seguridad:

Permite guardar/gestionar de forma segura las valiosas muestras, además de una cerradura de seguridad, un orificio en el pestillo permite colocar un candado.

Características de seguridad que ayudan a proteger muestras valiosas con una capacidad de control de temperatura que inhibe el cambio de temperatura dentro de la cámara y una función de seguridad que previene errores, la unidad mantiene la calidad de las muestras guardadas. Registrador de temperatura (opcional)

Panel de control montado en la parte delantera ubicado a una altura conveniente para el acceso

Equipada con junta para protección y uniformidad de la muestra

Fiabilidad:

- ✓ Dos sistemas de control de temperatura con construcción de doble puerta.
- ✓ Almacenamiento flexible y fácil gracias a las bandejas de estantes ajustables en altura
- ✓ Mantiene la calidad de las muestras durante la conservación.
- ✓ 2 cámaras completamente independientes con sus propias pantallas de temperatura

Fácil de Limpiar:

- ✓ Las cámaras superior e inferior están equipadas con 2 circuitos de refrigeración independientes que permiten ajustes de temperatura y descongelación independientes para las dos cámaras.
- ✓ Pintura resistente a la corrosión, fácil de limpiar, no se oxida.

Características Clave:

- ✓ Cámara frigorífica con puerta de vidrio calefactable espumado, se puede observar el estado de sus elementos internos
- ✓ Cámara de congelación con puerta sólida de espuma, diseño de alto aislamiento.
- ✓ Las puertas superiores e inferiores separadas suprimen las fugas de aire frío y 2 cámaras completamente independientes, cada una tiene su propio control de temperatura.

Especial:

- ✓ Las cámaras superior e inferior están equipadas con 2 circuitos de refrigeración independientes
- ✓ La cámara del congelador con diseño de orificio de liberación de vacío, para abrir la puerta con frecuencia por un corto tiempo

**#Let'sgive more** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S.



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores**Congelador Vertical PCR R290****Modelo YR05321****Especificaciones Técnicas:**

Modelo	YR05321		
Rendimiento	Sistema de refrigeración		
método de enfriamiento	Refrigeración directa	Marca del compresor/CANT.	marca china/2
Descongelar	Manual	Condensador	Tubo de cobre
Refrigerante	R600a y R290	Controlador de temperatura	Microprocesador
Rango de temperatura	F:-10°C~-25°C R:2°C~8°C	Sensor	NTC
Temperatura ambiente	10~32°C	Mostrar	Pantalla digital
Datos eléctricos	Dimensiones		
Frecuencia de voltaje (V/Hz)	220/50Hz	Capacidad (L/pies cúbicos)	R: 183 F: 185
Potencia (W)	300W	Tamaño exterior (An. x Pr. x Al.) (mm)	730*830*1880
Corriente (A)	2,37 A	Tamaño interior (An. x Pr. x Al.) (mm)	R: 580*626*625 (mm) F: 466*636*625 (mm)
Temperatura alta/baja	Y	puerta interior	Cámara de congelación: Cajones×6
Fallo de alimentación	Y	Orificio de prueba CANTIDAD/diámetro	2/25MM
error del sensor	Y	Puerto de alarma remota	Y
Fallo del controlador de temperatura	Y	Castor	Y

**#Let'sgive more** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

