



LÍNEAS DE LABORATORIO

REFRIGERADORES Y CONGELADORES



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

Congelador Vertical Biomédico de Acero Inoxidable con Rango de Temperatura Ajustable

Modelo YR05293



#Let'sgive**more** ❤️

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores**Congelador Vertical Biomédico de Acero Inoxidable con Rango de Temperatura Ajustable****Modelo YR05293****Descripción del Producto:**

Congelador biomédico Congelador profundo de laboratorio -10 °C a -25 °C múltiples alarmas utilizadas en hospitales y laboratorios

Características Clave:

- ✓ Control por microprocesador, rango de temperatura ajustable: -10 °C a -25 °C
- ✓ Pantalla digital LED e incremento a 0,1°C
- ✓ Ventilador de refrigeración permanentemente lubricado para mayor seguridad y longevidad.
- ✓ Puerta interior independiente para evitar más fugas de refrigeración y proporcionar un rendimiento de temperatura interior más estable
- ✓ Aislamiento de espuma de uretano libre de CFC de alta densidad.

Diseño Ergonómico:

- ✓ Registrador de temperatura y registro de datos USB (opcional).
- ✓ Cerradura incorporada con seguridad y belleza.
- ✓ Diseño de ruedas bloqueables para que el cliente las mueva según sea necesario

Seguridad:

- ✓ Múltiples alarmas de mal funcionamiento para detectar temperatura alta y baja, error del sensor, apagado, mal funcionamiento del controlador de temperatura, puerta entreabierta.
- ✓ Dos tipos de indicaciones de alarma: zumbido audible y luz intermitente visual.
- ✓ Diseño de interiores de gabinetes a prueba de corrosión.
- ✓ Protección contra fallas de energía: el dispositivo sería atacado por la alta corriente cuando todos los dispositivos se reinician simultáneamente, la función de retraso de inicio protegería el dispositivo del daño.

Fiabilidad:

- ✓ Refrigerante químicamente estable, libre de CFC, comercialmente disponible y ambientalmente seguro.
- ✓ Sistema de refrigeración optimizado diseñado para maximizar el efecto de enfriamiento y la uniformidad de la temperatura
- ✓ Control por microprocesador, pantalla digital, rango de temperatura ajustable: - 10°C-25°C
- ✓ Pantalla digital LED para una observación clara,
- ✓ Diseño de amplia tolerancia de voltaje con rango de voltaje aplicable de 187-242 V/CA

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores**Congelador Vertical Biomédico de Acero Inoxidable con Rango de Temperatura Ajustable****Modelo YR05293****Especificaciones Técnicas:**

Modelo	YR05293
Rendimiento	
Rango de temperatura	-10~-25°C
Temperatura ambiente	+10~+32°C
Controlador	Microprocesador
Mostrar	Pantalla digital
Sistema de refrigeración	
Compresor/Marca	1/CUBIGEL
Refrigerante	R290
Tipo de enfriamiento	Refrigeración directa
Tipo de descongelación	Manual
Dimensiones	
Capacidad	268L
Tamaño interior (ancho x profundidad x alto)	508*455*1137mm
Tamaño exterior (ancho x profundidad x alto)	690*680*1635mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	760*760*1750mm
Nt/Gt (aprox.)	93,5/113,5 kg
Cantidad de carga (20'/40'/40'H)	21/45/45
Datos eléctricos	
Fuente de alimentación (V/Hz)	220~240V/50~60;115/60
Potencia nominal (W)	180
Corriente eléctrica (A)	1,4
El consumo de energía	3kWh/24h
Alarma de falla de energía	8H

**#Let'sgive more** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

