



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



 **Kalstein**®

*Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S.,*

**LÍNEA DE LABORATORIO**  
**REFRIGERADORES Y**  
**CONGELADORES**



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.  
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

[www.kalstein.net/es/](http://www.kalstein.net/es/)



## Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.

### Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..

### Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



### #Letsgivemore

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.

### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



### Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.

### Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



### Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.

# KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

## Refrigerador De Banco De Sangre

Modelo YR05292-1



### Descripción del Producto:

El Refrigerador para bancos de sangre YR05292-1 de (368 litros) es un equipo esencial en el departamento de inmunohematología y proporciona un almacenamiento seguro y cómodo de sangre total, componentes sanguíneos (p. ej., células sanguíneas, plasma) y reactivos. Garantiza la frescura e integridad de la sangre y sus componentes. YR05292-1, puede almacenar un total de 200 unidades de bolsas de sangre de 450 ml.

### Características:

- ✓ Bajada rápida: Sistema real de refrigeración por aire forzado
- ✓ Caja de simulación de temp.: Detecta con precisión la temperatura de la sangre
- ✓ Sistema de circulación por succión: Grandes ventiladores para una mejor uniformidad de la temperatura
- ✓ Ruedas universales: Ruedas bloqueables de alta resistencia
- ✓ Puertas con cerradura: 3 cerraduras estándar con llave para 3 puertas
- ✓ SUS 304 de alta calidad: Antibacteriano y resistente a la corrosión
- ✓ Control preciso de la temperatura: La fluctuación de temperatura se controla a  $4\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- ✓ 5 tipos de alarma: Alarmas acústicas y visuales
- ✓ Espacio variable: Estantes y cestas ajustables
- ✓ Respetuoso con el medio ambiente: Refrigerante sin CFC y ahorro de energía



#Let'sgive**more** 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



# KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

## Refrigerador De Banco De Sangre

Modelo YR05292-1



### Especificaciones Técnicas:

| Actuación              |                               | Sistema de refrigeración   |                        | Alarmas                            |         |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|---------|
| método de enfriamiento | Enfriamiento por aire forzado | Refrigerante               | R134a                  | Temperatura alta/baja              | Y       |
| Descongelar            | Auto                          | Temperatura controlador    | Microprocesador        | Fallo de alimentación              | Y       |
| Estante/cajón          | Estantes/4                    | Sensor                     | CNT                    | Fallo del termostato               | Y       |
| Rango de temperatura   | 4±1°C                         | Mostrar                    | Pantalla digital       | Mal funcionamiento del controlador | Y       |
| Temperatura ambiente   | 10~32°C                       | Material externo           | Acero pulverizado SPCC | por entreebierdo                   | Y       |
| NT./GT.                | 128/135                       | Capacidad (L/pies cúbicos) | 368/12,98              | Batería de respaldo para alarmas   | 8 horas |

| Datos eléctricos             |                | Dimensiones                                       |              | Otro                        |           |
|------------------------------|----------------|---|--------------|-----------------------------|-----------|
| Frecuencia de voltaje (V/Hz) | 220V 50Hz/60Hz | Tamaño del paquete (W*D*H)(mm)                    | 890×650×2100 | puerta interior             | 12 cestas |
| Potencia (W)                 | 325            | Tamaño exterior (W*D*H)(mm)                       | 785×565×1920 | Puerto de alarma remota     | Opcional  |
| Corriente (A)                | 0,8            | Tamaño interior (ancho x profundidad x alto) (mm) | 685×429×1380 | Puerto de acceso Cant./Dia. | 1/25 mm   |
| El consumo de energía        | 4,28kWh/24h    | CBM   | 1.21         | Material interno            | SUS304    |
| Cantidad del compresor       | 1 EMBRACO      | Bolsas de sangre (450 ml)                         | 200          | Ruido (db)                  | 51.2      |



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>

KALSTEIN FRANCE, S.A.S





# PARA TODOS LOS CLIENTES KALSTEIN

¡ÚNETE A LA NUEVA PLATAFORMA KALSTEIN!

## ¡SOLUCIONES TECNOLÓGICAS!



### Inteligencia Artificial

Herramienta de última generación (integrada en todas las páginas web) necesaria para la preparación rápida de licitaciones o solicitudes ordinarias.



### Dispositivos Tecnológicos

Un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar a la perfección su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en teléfonos Kalstein...



### Plataforma K+

El cliente distribuidor puede construir su negocio y realizar sus presupuestos automáticamente con los gastos de envío al destino final siempre con la identidad de su empresa.

## SOLUCIONES COMERCIALES



### Servicios de Marketing

Creación de contenidos para el Blog y guías informativas para posicionamiento SEO



### Dropshipping

Para la recepción y preparación del pedido en nombre de su empresa y envío al cliente final conectado al seguimiento Kalstein con personalización del producto.



### Descuentos Especiales

Hasta un 41% más un 4% de gastos de envío

## PRESENTAMOS LA NUEVA ERA DE LOS EQUIPOS INTELIGENTES KALSTEIN

Nos complace anunciar el desarrollo de una revolucionaria adición a nuestra gama de productos: un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar perfectamente su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en los teléfonos Kalstein.

## CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: [sales.department@kalstein.eu](mailto:sales.department@kalstein.eu)

[www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

# CONECTA CON NOSOTROS EN KALSTEIN+

## ¿NECESITA ASISTENCIA?



### ¿CÓMO SOLICITAR UNA VIDEOLLAMADA?

En Kalstein+ nos comprometemos a prestarle el mejor servicio posible, adaptándonos a sus necesidades de forma personalizada y eficaz. Por eso le invitamos cordialmente a unirse a nosotros en una videollamada.



+ (33) 7 77 66 24 64



### ¿CÓMO PUEDE DESCARGAR LA APLICACIÓN?

Descárguese ahora la aplicación Kalstein+ y llévese la experiencia Kalstein dondequiera que vaya. No pierdas la oportunidad de estar al día de las últimas noticias y ofertas especiales.



Descárgala en  
Play Store



Descárgala en  
APP Store

## CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: [sales.department@kalstein.eu](mailto:sales.department@kalstein.eu)

[www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.