



LÍNEAS DE LABORATORIO

REFRIGERADORES Y CONGELADORES



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores
Refrigeradores Médico
Modelo YR05085



#Letsgivingore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores**Refrigeradores Médico****Modelo YR05085****Descripción del Producto:**

Equipado con un sistema de alarma de temperatura completo con un zumbador audible y una luz intermitente visible capaz de alertar fallas debido a un error del sensor de temperatura alta y baja, puerta entreabierta, falla de energía y batería baja

**Características del Producto:**

- ✓ Puerto USB para exportar información de parámetros
- ✓ Ventilador de alta eficiencia que se enfría rápidamente
- ✓ Puerta de vidrio calefaccionada para evitar que se empañen
- ✓ La caja de glicerina simula con precisión la temperatura en el gabinete
- ✓ Refrigeración por aire forzado con sistema de distribución de aire optimizado diseñado para lograr la máxima uniformidad y estabilidad de temperatura. Diseño optimizado del sistema de refrigeración para una refrigeración más eficaz y una recuperación más rápida
- ✓ Orificio de prueba para sensor de monitor y prueba de temperatura
- ✓ Diseño optimizado de utilización del espacio con altura de estante ajustable y de varios niveles para adaptarse a los requisitos de almacenamiento de productos farmacéuticos de varios tipos. Cerradura de seguridad para evitar accesos no autorizados. Diseño de ruedas y patas niveladoras.
- ✓ Luz interior LED

**#Let'sgive more** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

Refrigeradores Médico

Modelo YR05085



Especificaciones Técnicas:

Modelo		YR05085
Especificaciones	Balda / cajón	Baldasx6 / Cestax1
	Método de enfriamiento	Refrigeración por aire forzado
	Descongelar	Auto
	Refrigerante	R134a
	Consumo de energía (kWh / 24h)	3,97
	Ruido (dB)	50
	Temperatura ambiente (° C)	10 ~ 32 ° C
	Rango de temperatura, ° C)	2 ~ 8 ° C
Sistema de refrigeración	Marca / Cant. Del compresor	Marca China / 1
	Tipo de sensor	NTC
	Controlador de temperatura	Microprocesador
	Monitor	Pantalla digital
Poder	Voltaje / Frecuencia (V / Hz)	220/50 Hz
	Potencia (W)	280 W
	Corriente (A)	1,7 A
Material	Material interior	Acero rociado de color
	Material exterior	Acero rociado de color
	Aislamiento	PURF
Tamaño	Capacidad (L / cu.ft)	416 / 14.69
	Peso neto / kg)	120
	Peso bruto (kg)	133
	Tamaño exterior	800 x 552 x 1 940
	Tamaño interior	685 x 429 x 1 380
	Tamaño del paquete	890 x 655 x 2 100
	CBM	1.22
	20 GP / 40 GP / 40HQ	18 / 39 / 39
Alarma	Temperatura alta / baja	sí
	Fallo de alimentación	sí
	Fallo del termostato	sí
	Alarma de falla de batería de respaldo	sí
	Alarma de falla del condensador	sí
	Temperaturas ambiente	sí
	Alarma de anomalía de voltaje	/
	Puerta entreabierta	sí
	Alarma anormal del sistema	/
	Sistema de respaldo por falla de energía (alarma)	48 horas
	Accesorios	Pie
Castor		sí
Puerta exterior / tipo		1 / Puerta de cristal calefactora con rebote automático
Cerradura de la puerta		1
Cantidad / diámetro del orificio de prueba		1/25 mm
Lámpara		LED
Puerto USB		sí
Registrador de temperatura		Registrador de datos opcional
Puerto de alarma remota		/
Puerto RS 232/485		/
Otro	Certificación	ISO



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW

How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW

What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigeration is an essential part of the most advanced equipment that is used in a laboratory. It is a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto
Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

