



LÍNEAS DE LABORATORIO

REFRIGERADORES Y CONGELADORES



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

Refrigerador Médico

Modelo YR05087



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores**Refrigerador Médico****Modelo YR05087****Descripción del Producto:**

Equipado con un sistema de alarma de temperatura completo con un zumbador audible y una luz intermitente visible capaz de alertar fallas debido a un error del sensor de temperatura alta y baja, puerta entreabierta, falla de energía y batería baja

**Confiabilidad y Características Clave:**

- ✓ Puerto USB para exportar información de parámetros
- ✓ Ventilador de alta eficiencia que se enfría rápidamente
- ✓ Puerta de vidrio calefaccionada para evitar que se empañen
- ✓ La caja de glicerina simula con precisión la temperatura en el gabinete
- ✓ Refrigeración por aire forzado con sistema de distribución de aire optimizado diseñado para lograr la máxima uniformidad y estabilidad de temperatura. Diseño optimizado del sistema de refrigeración para una refrigeración más eficaz y una recuperación más rápida
- ✓ Orificio de prueba para sensor de monitor y prueba de temperatura
- ✓ Diseño optimizado de utilización del espacio con altura de estante ajustable y de varios niveles para adaptarse a los requisitos de almacenamiento de productos farmacéuticos de varios tipos. Cerradura de seguridad para evitar accesos no autorizados. Diseño de ruedas y patas niveladoras.
- ✓ Luz interior LED

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

Refrigerador Médico

Modelo YR05087



Especificaciones Técnicas:

Modelo		YR05087
Características	Balda / cajón	Estantes / 10
	método de enfriamiento	Refrigeración por aire forzado
	Descongelar	Auto
	Refrigerante	R600a
	Consumo de electricidad (kWh / 24h)	6.23
	Ruido (dB)	53
	Temperatura ambiente (° C)	10 ~ 32 ° C
	Rango de temperatura, ° C)	2 ~ 8 ° C
Sistema de refrigeración	Marca / cantidad del compresor	Marca de China / 1
	Tipo de sensor	CTN
	Controlador de temperatura	Microprocesador
	Monitor	Pantalla digital
Potencia	Voltaje / Frecuencia (V / Hz)	220 / 50 Hz
	Potencia (W)	425 W
	Corriente (A)	2,4 A
Equipo	Material interior	Acero con recubrimiento en polvo
	Material exterior	Acero con recubrimiento en polvo
	Aislamiento	PURF
Tamaño	Capacidad (L / pie cúbico)	1 006 / 35.52
	Peso neto / kg)	189
	Peso bruto (kg)	213
	Tamaño exterior	1 240 x 820 x 1 900
	Tamaño interior	1 100 x 684 x 1 325
	Tamaño del paquete	1 335 x 945 x 2 000
	CBM	2.52
	20 GP / 40 GP / 40HQ	8 / 18 / 18
Alarma	Temperatura alta / baja	Si
	Falla eléctrica	Si
	Fallo del termostato	Si
	Alarma de falla de batería de respaldo	/
	Alarma de falla del condensador	/
	Temperaturas ambiente	/
	Alarma de anomalía de tensión	/
	Puerta entreabierta	si
	Alarma del sistema anormal	/
	Sistema de emergencia en caso de corte de energía (alarma)	8 horas
Accesorios	Pie	/
	Castor	si
	Puerta exterior / Tipo	2 / Puerta de vidrio calefactable con rebote automático
	Cerrar con llave	2
	Cantidad / diámetro del orificio de prueba	1 / 25mm
	Lámpara	LED
	Puerto USB	Opcional
	Registrador de temperatura	Registrador de datos opcional
	Puerto de alarma remota	si
	Puerto RS 232/485	/
Otros	Certificado	ISO; CE



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación
Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE
FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto
Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

