




Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



 **Kalstein**®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S.,

LÍNEA DE LABORATORIO
REFRIGERADORES Y
CONGELADORES



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/es/



Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.

Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..

Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



#Letsgivemore

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.

Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.

Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.

KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores**Refrigerador Médico de 268L****Modelo YR05306****Descripción del Producto:**

Refrigerador Médico (YR05306) Aplicaciones: -40°C congeladores médicos profundos están diseñados para almacenar vacunas, plasma sanguíneo, reactivos y muchos otros materiales biológicos que se utilizan ampliamente en instituciones de investigación, clínicas, electrónica y campos médicos.

Características:

Controlador de microprocesador preciso para asegurar la uniformidad de la temperatura interior. - refrigerante HC verde para ahorro de energía y protección del medio ambiente. - congeladores verticales utilizan paneles de acero pulverizado de color de calidad en el interior y el exterior. - amplio rango de tensión disponible: 187V~242V.

Seguridad:

Cerradura de seguridad de la puerta y contraseña de ajuste del controlador para evitar el acceso no autorizado. - batería de reserva incorporada para mostrar la temperatura y para accionar el sistema de alarma visual y sonora cuando se produce un fallo de alimentación (algunos modelos). - Puertas interiores para evitar que el aire frío se escape cuando la puerta exterior se abre (algunos modelos).

Seguridad:

Cerradura de seguridad de la puerta y contraseña de ajuste del controlador para evitar el acceso no autorizado. - batería de reserva incorporada para mostrar la temperatura y para accionar el sistema de alarma visual y sonora cuando se produce un fallo de alimentación (algunos modelos). - Puertas interiores para evitar que el aire frío se escape cuando la puerta exterior se abre (algunos modelos).

**#Let'sgive more**

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

Refrigerador Médico de 268L

Modelo YR05306



Modelo	YR05306	YR05307
Rendimiento		
Rango de temperatura	-30 ~ -40 °C.	
Temperatura ambiente	+10~32°C	
Controlador	Microprocesador	
Pantalla	Pantalla digital	
Ruido	48 dB	
Datos eléctricos		
Fuente de alimentación	220V/50Hz	
Potencia nominal	300 W	
Corriente eléctrica	1,6 A	
Consumo de energía	4 kWh/24h	
Sistema de refrigeración		
Compresor	1	
Refrigerante	R290	
Tipo de refrigeración	Refrigeración directa	
Tipo de descongelación	Manual	
Alarma		
Temperatura alta/baja	Y	
Error del sensor	Y	
Error del controlador	Y	
Puerta entreabierta	Y	
Fallo de alimentación	Y	
Dimensiones		
Capacidad	268 L	328 L
Tamaño interior (An.X Pr.X al.)	508×455×1137 mm	508×455×1393 mm
Tamaño exterior (An.X Pr.X al.)	673×676×1630 mm	673×676×1886 mm
Tamaño del paquete (W*D*H)	770×770×1804 mm	770×770×2040 mm
N.T./G.T.(aprox.)	98.5/115 kgs	113/131 kgs
Accesorios		
Estante	3	4
Puerta interior	4	5
Cajón	/	/
Rueda con tope	4	4



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





PARA TODOS LOS CLIENTES KALSTEIN

¡ÚNETE A LA NUEVA PLATAFORMA KALSTEIN!

¡SOLUCIONES TECNOLÓGICAS!



Inteligencia Artificial

Herramienta de última generación (integrada en todas las páginas web) necesaria para la preparación rápida de licitaciones o solicitudes ordinarias.



Dispositivos Tecnológicos

Un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar a la perfección su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en teléfonos Kalstein...



Plataforma K+

El cliente distribuidor puede construir su negocio y realizar sus presupuestos automáticamente con los gastos de envío al destino final siempre con la identidad de su empresa.

SOLUCIONES COMERCIALES



Servicios de Marketing

Creación de contenidos para el Blog y guías informativas para posicionamiento SEO



Dropshipping

Para la recepción y preparación del pedido en nombre de su empresa y envío al cliente final conectado al seguimiento Kalstein con personalización del producto.



Descuentos Especiales

Hasta un 41% más un 4% de gastos de envío

PRESENTAMOS LA NUEVA ERA DE LOS EQUIPOS INTELIGENTES KALSTEIN

Nos complace anunciar el desarrollo de una revolucionaria adición a nuestra gama de productos: un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar perfectamente su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en los teléfonos Kalstein.

CONTÁCTANOS

| (+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

CONECTA CON NOSOTROS EN KALSTEIN+

¿NECESITA ASISTENCIA?



¿CÓMO SOLICITAR UNA VIDEOLLAMADA?

En Kalstein+ nos comprometemos a prestarle el mejor servicio posible, adaptándonos a sus necesidades de forma personalizada y eficaz. Por eso le invitamos cordialmente a unirse a nosotros en una videollamada.



+ (33) 7 77 66 24 64



¿CÓMO PUEDE DESCARGAR LA APLICACIÓN?

Descárguese ahora la aplicación Kalstein+ y llévese la experiencia Kalstein dondequiera que vaya. No pierdas la oportunidad de estar al día de las últimas noticias y ofertas especiales.



Descárgala en
Play Store



Descárgala en
APP Store

CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.