



LÍNEAS DE LABORATORIO

REFRIGERADORES Y CONGELADORES



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores
Refrigerador Médico de Farmacia de Puerta de Cristal
Modelo YR05290



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

Refrigerador Médico de Farmacia de Puerta de Crista

Modelo YR05290



Descripción del Producto:

Sistema de refrigeración por aire 2 ~ 8 grados + 315L Puerta de vidrio Farmacia y refrigerador médico con puerto USB y orificio de prueba

Confiabilidad y Características Clave:

- ✓ Compresor especial de alta eficiencia con confiabilidad de campo conocida
- ✓ Ventilador de refrigeración permanentemente lubricado para mayor seguridad y longevidad
- ✓ Refrigeración por aire forzado con sistema de distribución de aire optimizado diseñado
- ✓ Para lograr la máxima uniformidad y estabilidad de la temperatura.
- ✓ Diseño optimizado del sistema de refrigeración para una refrigeración y
- ✓ Recuperación rápida
- ✓ Variación de temperatura dentro de $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- ✓ Rango de temperatura ajustable 2-8 $^{\circ}\text{C}$
- ✓ Control por microprocesador, pantalla digital y ajuste de temperatura con incremento de 0,1 $^{\circ}\text{C}$
- ✓ Gran pantalla de visualización digital
- ✓ Estándar con puerto USB, fácil de descargar datos de temperatura y datos de alarma.

Diseño Ergonómico:

- ✓ Diseño optimizado de utilización del espacio con estantes de varios niveles y altura ajustable para adaptarse a los requisitos de almacenamiento de productos farmacéuticos de varios tipos.
- ✓ Bloqueo de seguridad para evitar el acceso no autorizado
- ✓ Estándar con puerto USB, orificio de prueba y puerta de vidrio con calefacción
- ✓ Luz interior LED

Seguridad:

- ✓ Equipado con un sistema completo de alarma de temperatura con zumbador audible y luz intermitente visible
- ✓ Capaz de alertar fallas debido a un error del sensor de temperatura alta y baja, puerta entreabierta, falla de energía y batería baja



#Letsgivemore ❤️

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

Refrigerador Médico de Farmacia de Puerta de Crista

Modelo YR05290



REFRIGERADORES Y CONGELADORES

Modelo		YR05290
Especificaciones	Estante/cajón	Estantes*6/Cesta*1
	método de enfriamiento	Sistema de enfriamiento de aire forzado
	Descongelar	Auto
	Refrigerante	R290
	Consumo de energía (kWh/24h)	2.8
	Ruido (db)	50
	Temperatura ambiente (°C)	10~32°C
	Rango de temperatura (°C)	2~8°C
Sistema de refrigeración	Marca del compresor/CANT.	marca china/1
	Tipo de sensor	NTC
	Controlador de temperatura	Microprocesador
	Mostrar	Pantalla digital
Energía	Voltaje/frecuencia (V/Hz)	220/50Hz
	Potencia (W)	216W
	Corriente (A)	1.46A
Material	Material interior	Acero rociado de color
	Material exterior	Acero rociado de color
	Aislamiento	PURF
Tamaño	Capacidad (L/pies cúbicos)	316/11.15
	NT./GT.(kg)	92,5/100
	Tamaño exterior (An. x Pr. x Al.) (mm)	660*555*1915
	Tamaño interior (An. x Pr. x Al.) (mm)	540*425*1380
	Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) (mm)	710*640*1970
	CBM	0.90
	20GP/40GP/40HQ	27/54/54
Alarma	Temperatura alta/baja	Y
	Fallo de alimentación	Y
	Fallo del termostato	Y
	Alarma de falla de la batería de respaldo	Y
	Alarma de falla del condensador	Y
	Temperaturas ambiente	Y
	Alarma de anomalía de voltaje	/
	Puerta entreabierto	Y
	Alarma anormal del sistema	/
	Sistema de respaldo de falla de energía (alarma)	48h
Accesorios	Pie	Y
	Castor	Y
	Puerta exterior/Tipo	1/Puerta de cristal de calefacción con rebote automático
	Cerradura de la puerta	1
	Orificio de prueba CANTIDAD/diámetro	1/25 mm
	Lámpara	LED
	Puerto USB	Y
	Registrador de temperatura	Opcional
	Puerto de alarma remota	Y
	Puerto RS232/485	Y
Otro	Certificación	ISO9001/13485/14001;CE



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 683810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing microscopic objects. This is achieved through a series of lenses that magnify the object being viewed.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE

SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

