



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



 **Kalstein**®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S.,

**LÍNEA DE LABORATORIO
REFRIGERADORES Y
CONGELADORES**



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/es/



Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.

Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..

Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



#Letsgivemore

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.

Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.

Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.

KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

Refrigerador de 2-8° Grados

Modelo YR05289-1



Descripción del Producto:

Los refrigeradores de farmacia de 2 a 8 °C están especialmente diseñados para almacenar medicamentos, vacunas, reactivos y productos biomédicos.

Características:

- ✓ Control por microprocesador, garantiza la temperatura interior entre 2 y 8 °C.
- ✓ La precisión de la temperatura es de 0,1 °C.
- ✓ El sistema de enfriamiento de aire forzado especialmente diseñado garantiza un gabinete libre de escarcha y una buena uniformidad de temperatura.
- ✓ Puerta de cristal templado de tres capas.
- ✓ Amplio rango de voltaje disponible: 187V~242V.

Seguridad:

- ✓ Cerradura de puerta de seguridad y contraseña de configuración del controlador para evitar el acceso no autorizado.
- ✓ Batería de respaldo incorporada de 8 horas para mostrar la temperatura y alarmas en caso de falla de energía o error del sistema.
- ✓ Sistema de alarma visual y sonora.
- ✓ Protección contra fallas de energía: enciende el retardo del sistema de enfriamiento después de una falla de energía.
- ✓ Protección contra errores del controlador: cuando el controlador o dos sensores fallan, el dispositivo seguirá funcionando según el programa preestablecido



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores**Refrigerador de 2-8° Grados****Modelo YR05289-1**

Modelo	YR05289-1
Actuación	
Rango de temperatura	+2~8 °C
Temperatura ambiente	+10~32°C
Controlador	Microprocesador
Mostrar	Pantalla digital
Ruido	50dB
Datos eléctricos	
Fuente de alimentación	220 V/50~60 Hz
Potencia nominal	190W
Corriente eléctrica	1.3A
El consumo de energía	2,37kWh/24h
Sistema de refrigeración	
Compresor	1
Refrigerante	R600a
Tipo de enfriamiento	Refrigeración por aire forzado
Tipo de descongelación	Libre de heladas
Alarma	
Temperatura alta/baja	Y
Error de sensor	Y
Fallo de alimentación	Y
Puerta entreabierta	Y
Dimensiones	
Capacidad	416L
Tamaño interior (Ancho*Profundidad*Alto)	685X429X1380mm
Tamaño exterior (Ancho*Profundidad*Alto)	780X580X1920mm
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	880X640X2100mm
Nuevo Testamento/Gt (aprox.)	120/133 kg
Accesorios	
Pie ajustable	2
Castor	4
Estante	5
Orificio de prueba	25mm * 1

**#Letsgivemore**

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





PARA TODOS LOS CLIENTES KALSTEIN

¡ÚNETE A LA NUEVA PLATAFORMA KALSTEIN!

¡SOLUCIONES TECNOLÓGICAS!



Inteligencia Artificial

Herramienta de última generación (integrada en todas las páginas web) necesaria para la preparación rápida de licitaciones o solicitudes ordinarias.



Dispositivos Tecnológicos

Un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar a la perfección su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en teléfonos Kalstein...



Plataforma K+

El cliente distribuidor puede construir su negocio y realizar sus presupuestos automáticamente con los gastos de envío al destino final siempre con la identidad de su empresa.

SOLUCIONES COMERCIALES



Servicios de Marketing

Creación de contenidos para el Blog y guías informativas para posicionamiento SEO



Dropshipping

Para la recepción y preparación del pedido en nombre de su empresa y envío al cliente final conectado al seguimiento Kalstein con personalización del producto.



Descuentos Especiales

Hasta un 41% más un 4% de gastos de envío

PRESENTAMOS LA NUEVA ERA DE LOS EQUIPOS INTELIGENTES KALSTEIN

Nos complace anunciar el desarrollo de una revolucionaria adición a nuestra gama de productos: un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar perfectamente su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en los teléfonos Kalstein.

CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

CONECTA CON NOSOTROS EN KALSTEIN+

¿NECESITA ASISTENCIA?



¿CÓMO SOLICITAR UNA VIDEOLLAMADA?

En Kalstein+ nos comprometemos a prestarle el mejor servicio posible, adaptándonos a sus necesidades de forma personalizada y eficaz. Por eso le invitamos cordialmente a unirse a nosotros en una videollamada.



+ (33) 7 77 66 24 64



¿CÓMO PUEDE DESCARGAR LA APLICACIÓN?

Descárguese ahora la aplicación Kalstein+ y llévese la experiencia Kalstein dondequiera que vaya. No pierdas la oportunidad de estar al día de las últimas noticias y ofertas especiales.



Descárgala en
Play Store



Descárgala en
APP Store

CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.