



# LÍNEAS DE LABORATORIO

## REFRIGERADORES Y CONGELADORES



**Kalstein**®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

## Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



### Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



### #Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



### Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



### Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



**KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores**  
**Refrigerador de Banco de Sangre**  
**Modelo YR05092**



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A. S**



**KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores****Refrigerador de Banco de Sangre****Modelo YR05092****Descripción del Producto:**

Refrigerador profesional para almacenar sangre, así como medicamentos y bioproductos . Adecuado para bancos de sangre, hospitales, CDC

**Confiabilidad y Características Clave:**

- ✓ Enfriamiento de aire forzado controlado por microprocesador con sistema de compensación de calor eléctrico
- ✓ Pantalla de temperatura digital para las secciones superior e inferior en la cámara con una resolución de 0,1 ° C
- ✓ Consiste la temperatura del gabinete 2-6 ° C
- ✓ Sensores integrados de alta tecnología para mostrar y controlar la temperatura
- ✓ Descongelación automática para eliminar la humedad en la superficie de enfriamiento
- ✓ Gran pantalla digital para facilitar la observación

**Diseño Ergonómico:**

- ✓ Bloqueo de seguridad para evitar accesos no autorizados
- ✓ Espacio de almacenamiento diseñado para clasificar fácilmente una variedad de productos sanguíneos
- ✓ Diseño de ruedas y luz interior

**Seguridad:**

- ✓ Batería de respaldo incorporada para mostrar la temperatura y operar sistemas de alarma visual y audible por hasta 72 horas sin alimentación de CA
- ✓ Equipado con un completo sistema de alarma de temperatura con zumbador audible y luz intermitente visible
- ✓ Cinco condiciones de alarma: temperatura alta / baja, falla de energía, voltaje anormal, puerta entreabierta, batería de respaldo
- ✓ Estándar con puerta pequeña interior acrílica, para menos afecto en otra habitación cuando se abre una puerta

**#Let'sgive more** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



# KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

## Refrigerador de Banco de Sangre

Modelo YR05092



### Especificaciones Técnicas:

<b>Modelo</b>		YR05092
<b>Especificaciones</b>	<b>Balda / cajón</b>	Estantes / 4
	<b>Enfriamiento</b>	Forzado – Refrigeración por aire
	<b>Descongelar</b>	Auto
	<b>Refrigerante</b>	R134a
	<b>Consumo de energía (k Wh / 24 h)</b>	2.22
	<b>Ruido (db)</b>	51,2 db (A)
	<b>Temperatura ambiente (° C)</b>	10 ~ 32 ° C
	<b>Rango de temperatura, ° C)</b>	4 ± 1 ° C
<b>Sistema de refrigeración</b>	<b>Marca / Cant. Del compresor</b>	EMBRACO / 1
	<b>Sensor</b>	NTC
	<b>Controlador de temperatura</b>	Microprocesador
	<b>Monitor</b>	Pantalla digital
<b>Poder</b>	<b>Voltaje / Frecuencia (V / Hz)</b>	220/50 Hz
	<b>Potencia (W)</b>	183W
	<b>Corriente (A)</b>	0.8A
<b>Material</b>	<b>Material interior</b>	Acero inoxidable
	<b>Material exterior</b>	Acero rociado de color
	<b>Aislamiento</b>	PURF
<b>Tamaño</b>	<b>Capacidad (L / cu.ft)</b>	208 / 7.34
	<b>Bolsas de sangre (450ml)</b>	132
	<b>Peso neto</b>	96
	<b>Peso bruto</b>	120
	<b>Tamaño exterior (WxDxH) (mm)</b>	540 x 640 x 1 530
	<b>Tamaño interior (WxDxH) (mm)</b>	432 x 462 x 978
	<b>Tamaño del paquete (WxDxH) (mm)</b>	590 x 700 x 1 700
	<b>CBM</b>	0.70
<b>Alarma</b>	<b>20 GP / 40 GP / 40 HQ</b>	27/60/60
	<b>Temperatura alta / baja</b>	sí
	<b>Apagado</b>	sí
	<b>Mal funcionamiento del controlador de temperatura</b>	sí
	<b>Mal funcionamiento de la batería de respaldo</b>	sí
	<b>Temperatura ambiente</b>	10 ~ 32 ° C
<b>Accesorios</b>	<b>Sistema de respaldo por falla de energía (alarma)</b>	8 horas
	<b>Castor</b>	sí
	<b>Puerta exterior / tipo</b>	1 / Calefacción y puerta de vidrio de espuma
	<b>Puerta interior</b>	4
	<b>Agujero de prueba</b>	1/25 mm
	<b>Impresora térmica</b>	sí
	<b>Luz</b>	LED
<b>Registrador de temperatura</b>	Registrador de datos opcional	
<b>Otro</b>	<b>Calificaciones</b>	ISO; CE



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
https://kalstein.eu  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S







**Kalstein**<sup>®</sup>

A different accompaniment, at your service

## CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



**Fundación Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

**Gracias!**



**Artículos Kalstein**

(Redes sociales y sitios web oficiales)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens through which a specimen is placed. For more information, visit our website.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE

**SEDE**

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

**Fax:** +33 (0) 4 67 15 88 49

**Tlf:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

**Sitios web oficiales de América Latina.**

**Vídeos de formación Kalstein**

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

