



LÍNEAS DE LABORATORIO

REFRIGERADORES Y CONGELADORES



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores
Refrigerador de Banco de Sangre
Modelo YR05094



#Letsgivemore ❤️

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores**Refrigerador de Banco de Sangre****Modelo YR05094****Descripción del Producto:**

Refrigerador profesional para almacenar sangre, así como medicamentos y bioproductos . Adecuado para bancos de sangre, hospitales, CDC

Confiabilidad y Características Clave:

- ✓ Enfriamiento de aire forzado controlado por microprocesador con sistema de compensación de calor eléctrico
- ✓ Pantalla de temperatura digital para las secciones superior e inferior en la cámara con una resolución de 0,1 ° C
- ✓ Consiste la temperatura del gabinete 2-6 ° C
- ✓ Sensores integrados de alta tecnología para mostrar y controlar la temperatura
- ✓ Descongelación automática para eliminar la humedad en la superficie de enfriamiento
- ✓ Gran pantalla digital para facilitar la observación

Diseño Ergonómico:

- ✓ Bloqueo de seguridad para evitar accesos no autorizados
- ✓ Espacio de almacenamiento diseñado para clasificar fácilmente una variedad de productos sanguíneos
- ✓ Diseño de ruedas y luz interior

Seguridad:

- ✓ Batería de respaldo incorporada para mostrar la temperatura y operar sistemas de alarma visual y audible por hasta 72 horas sin alimentación de CA
- ✓ Equipado con un completo sistema de alarma de temperatura con zumbador audible y luz intermitente visible
- ✓ Cinco condiciones de alarma: temperatura alta / baja, falla de energía, voltaje anormal, puerta entreabierta, batería de respaldo
- ✓ Estándar con puerta pequeña interior acrílica, para menos afecto en otra habitación cuando se abre una puerta

**#Letsgivingore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

Refrigerador de Banco de Sangre

Modelo YR05094



Especificaciones Técnicas:

Modelo		YR05094
Especificaciones	Balda / cajón	Estantes / 12
	Enfriamiento	Forzado – Refrigeración por aire
	Descongelar	Auto
	Refrigerante	R134a
	Consumo de energía (k Wh / 24 h)	6.31
	Ruido (db)	51.2 db (A)
	Temperatura ambiente (° C)	10 ~ 32 °C
	Rango de temperatura, ° C)	4 ± 1 °C
Sistema de refrigeración	Marca / Cant. Del compresor	SECOP / 1
	Sensor	NTC
	Controlador de temperatura	Microprocesador
	Monitor	Pantalla digital
Poder	Voltaje / Frecuencia (V / Hz)	220/50 Hz
	Potencia (W)	364 W
	Corriente (A)	2,42 A
Material	Material interior	Acero inoxidable
	Material exterior	Acero rociado de color
	Aislamiento	PURF
Tamaño	Capacidad (L / cu.ft)	658 / 23.23
	Bolsas de sangre (450ml)	360
	Peso neto	202
	Peso bruto	257
	Tamaño exterior (WxDxH) (mm)	1 225 x 640 x 1 895
	Tamaño interior (WxDxH) (mm)	1 100 x 454 x 1 325
	Tamaño del paquete (WxDxH) (mm)	1 330 x 740 x 2 120
	CBM	2.09
Alarma	20 GP / 40 GP / 40 HQ	12/27/27
	Temperatura alta / baja	sí
	Apagado	sí
	Mal funcionamiento del controlador de temperatura	sí
	Mal funcionamiento de la batería de respaldo	sí
	Temperatura ambiente	10 ~ 32 °C
Accesorios	Sistema de respaldo por falla de energía (alarma)	8 horas
	Castor	sí
	Puerta exterior / tipo	2 / Calefacción y puerta de vidrio de espuma
	Puerta interior	6
	Agujero de prueba	1/25mm
	Impresora térmica	Yes
	Luz	LED
Otro	Registrador de temperatura	Registrador de gráficos opcional
	Calificaciones	ISO; CE



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a system of mirrors that collect light from the object and focus it through a series of lenses to form a magnified image.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto
Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

