



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



 **Kalstein**®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S.,

**LÍNEA DE LABORATORIO
REFRIGERADORES Y
CONGELADORES**



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/es/



Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.

Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..

Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



#Letsgivemore

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.

Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.

Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.

KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores**Refrigerador de Farmacia 2~8°C Grados****Modelo YR05289-2****Descripción del Producto:**

El refrigerador de farmacia (226 litros) se utiliza ampliamente en farmacias de hospitales y laboratorios. Esto es para colocar y preservar el almacenamiento, tales como medicamentos, vacunas, enzimas, hormonas, células madre, ARN extraído y bibliotecas de genes y reactivos biológicos y químicos importantes.

Características:

- ✓ Bajada rápida
- ✓ Sistema real de refrigeración por aire forzado
- ✓ Simulación de temperatura
- ✓ Detección precisa de la temperatura del sistema de circulación de aspiración
- ✓ Ventiladores grandes con menos fluctuación de temp. y mejor
- ✓ Ruedas universales
- ✓ Ruedas bloqueables de alta resistencia probadas
- ✓ Puertas con cerradura
- ✓ 3 cerraduras estándar con llaves para 3 puertas
- ✓ Materiales de acero de alta calidad
- ✓ Antibacteriano y resistente a la corrosión
- ✓ Control de temperatura preciso
- ✓ Control de temperatura con una precisión de 0,1°C
- ✓ 5 tipos de alarma
- ✓ Alarmas sonoras y visuales
- ✓ Espacio variable
- ✓ Estantes regulables en altura
- ✓ Ecológico
- ✓ Refrigerante sin CFC y ahorro de energía

**#Letsgivingore**

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores**Refrigerador de Farmacia 2~8°C Grados****Modelo YR05289-2****Especificaciones Técnicas:**

Performance		Refrigeration System		Alarms	
Cooling method	Forced Air Cooling	Refrigerant	R600a	High/low temperature	Y
Defrost	Auto	Temp. controller	Microprocessor	Power failure	Y
Shelf/drawer	Shelves/4	Sensor	NTC	Sensor error	Y
Temperature range	2°C~8°C	Display	Digital display	Controller failure	Y
Ambient temperature	10~32°C	External material	SPCC sprayed steel	Door ajar	Y
Noise (db)	55	Compressor QTY	1	Power failure backup	8 hours

Electrical Data		Dimensions		Other	
Voltage frequency(V/Hz)	220V 50Hz/60Hz	Package size(W*D*H)(mm)	707*676*1745	Inside door	4 shelves
Power (W)	140W	Capacity (L/cu.ft)	226	Remote alarm port	Optional
Current (A)	1A	Exterior size(W*D*H)(mm)	625*594*1707	Access port QTY/Dia.	1/25mm
Power consumption	1.6kWh/24h	Interior size(W*D*H)(mm)	534*406*1150	Internal material	HIPS

**#Letsgivingore**

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>

KALSTEIN FRANCE, S.A.S





PARA TODOS LOS CLIENTES KALSTEIN

¡ÚNETE A LA NUEVA PLATAFORMA KALSTEIN!

¡SOLUCIONES TECNOLÓGICAS!



Inteligencia Artificial

Herramienta de última generación (integrada en todas las páginas web) necesaria para la preparación rápida de licitaciones o solicitudes ordinarias.



Dispositivos Tecnológicos

Un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar a la perfección su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en teléfonos Kalstein...



Plataforma K+

El cliente distribuidor puede construir su negocio y realizar sus presupuestos automáticamente con los gastos de envío al destino final siempre con la identidad de su empresa.

SOLUCIONES COMERCIALES



Servicios de Marketing

Creación de contenidos para el Blog y guías informativas para posicionamiento SEO



Dropshipping

Para la recepción y preparación del pedido en nombre de su empresa y envío al cliente final conectado al seguimiento Kalstein con personalización del producto.



Descuentos Especiales

Hasta un 41% más un 4% de gastos de envío

PRESENTAMOS LA NUEVA ERA DE LOS EQUIPOS INTELIGENTES KALSTEIN

Nos complace anunciar el desarrollo de una revolucionaria adición a nuestra gama de productos: un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar perfectamente su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en los teléfonos Kalstein.

CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

CONECTA CON NOSOTROS EN KALSTEIN+

¿NECESITA ASISTENCIA?



¿CÓMO SOLICITAR UNA VIDEOLLAMADA?

En Kalstein+ nos comprometemos a prestarle el mejor servicio posible, adaptándonos a sus necesidades de forma personalizada y eficaz. Por eso le invitamos cordialmente a unirse a nosotros en una videollamada.



+ (33) 7 77 66 24 64



¿CÓMO PUEDE DESCARGAR LA APLICACIÓN?

Descárguese ahora la aplicación Kalstein+ y llévese la experiencia Kalstein dondequiera que vaya. No pierdas la oportunidad de estar al día de las últimas noticias y ofertas especiales.



Descárgala en
Play Store



Descárgala en
APP Store

CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.