




SECTOR LABORATORIO

DOCUMENTACIÓN EN GEL





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Documentación en Gel
Sistema de Documentacion en Gel
Modelo YR06063 // YR06064



Descripción del Producto:

- ✓ Resolución de hasta 20 megapíxeles
- ✓ Objetivo motorizado de alta resolución y sensibilidad
- ✓ No requiere enfoque manual
- ✓ Placa LED blanca real que proporciona una transmisión del blanco única
- ✓ Iris y enfoque numéricos
- ✓ Usuarios de software ilimitados

Technical Specifications:

Modelo	YR06063	YR06064
Tipo de cámara	Cámara digital científica monocromática	
Resolución	5 megapíxeles, 2592*1944	20 megapíxeles, 4800 * 4440
A/D, densidad de píxeles	16 bits	
Escalas de grises	65536	
Lente	Lente motorizada, no requiere enfoque manual	
Sensibilidad	≤10pg EtBr Muestras de ADN teñidas	≤5pg EtBr Muestras de ADN teñidas
Transmisión UV	Longitud de onda 302nm, área: 21x26cm	
Transmisión LED blanca	Placa de transmisión LED real, área 19x26cm	
Filtro	Filtro de documentos de gel estándar	
Adquisición de imágenes S/W	No se requiere dongle de software, actualización gratuita, usuarios ilimitados	
Análisis de imágenes S/W	No se requiere dongle de software, actualización gratuita, usuarios ilimitados	



#Letsgivemore ♥
 Thanks to your purchase, a donation will be made to a non-profit foundation that fights against breast cancer and helps most vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
 +33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!



Kalstein®

ALGUNA DUDA?

Póngase en contacto con nosotros

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)

Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW

How does the climate affect your microscope?

Microscopes are precision instruments that require careful handling and maintenance. This is especially true for microscopes that are used in a laboratory setting where the climate can vary significantly.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW

What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigeration is an essential part of many laboratory processes. It is used to store and maintain samples, reagents, and equipment. A laboratory refrigerator is a specialized piece of equipment that is designed to maintain a constant temperature and humidity level.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/es/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

