



LÍNEAS DE LABORATORIO

ANATOMÍA PATOLÓGICA



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.




Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Anatomía Patológica
Tinción Automática de Porta Objetos
Modelo YR435-1



ANATOMÍA PATOLÓGICA



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Anatomía Patológica

Tinción Automática de Porta Objetos

Modelo YR435-1



Descripción del Producto:

Diseño de módulos electrónicos. El Sitiador cumple con los requisitos de la tinción convencional o la tinción especial. Para diferentes laboratorios, y la tinción se puede lograr simultáneamente o individualmente para una buena efectividad.

- ✓ Diseños de módulos electrónicos. El Sitiador cumple con los requisitos de la tinción convencional o la tinción especial. Para diferentes laboratorios, y la tinción se puede lograr simultáneamente o individualmente para una buena efectividad.
- ✓ La pantalla táctil color hace que la fecha y la búsqueda sean convenientes, diferentes programas de tinción, y se muestran el progreso en la interfaz.
- ✓ El programa de tinción comenzó con un código de color y se muestra constantemente en la interfaz.
- ✓ 10 programas establecidos, se pueden ejecutar 10 unidades de tinción simultáneamente, y cualquier programa se ejecuta en cualquier momento.
- ✓ 26 Estación de reactivos, dos de ellos pueden ser estaciones de espera. Optimiza el progreso de la tinción cuando se ejecutan múltiples bastidores de tinción simultáneamente.
- ✓ El estante de tinte entra y sale de los contenedores de carga hacia arriba y hacia abajo. 2 bastidores para cargar y 3 bastidores para descarga.
- ✓ El alcance del brazo mecánico en cualquier estación en 1 segundo a alta velocidad, la frecuencia de arriba y abajo para el bastidor de tinción se puede establecer

Modelo	YR435-1
Capacidad de tinción	400 diapositivas en una hora
Capacidad de la gradilla de tinción	30 diapositivas.
Capacidad de carga	hasta 10 estantes diferentes para diferentes programas (carga continua)
Capacidad de la estación	36
Capacidad de la estación de reactivos	26
Capacidad del tanque de lavado	5
Capacidad de la estación de reactivos	500ml
Capacidad de descarga	2
Voltaje	220VAC ± 10%, 50 / 60HZ
Poder de dibujo	200W
Dimensión global	1050 mm × 615 mm × 590 mm (ancho x profundidad x alto)



#Let'sgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.


Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto
Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

