



# LÍNEAS DE LABORATORIO

## ANATOMÍA PATOLÓGICA



**Kalstein**®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

## Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



### Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



### #Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



### Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



### Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



**KALSTEIN® Anatomía Patológica**  
**Tinción de Porta Objetos Totalmente Automatizado**  
**Modelo YR436-1**



**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A. S**



# KALSTEIN® Anatomía Patológica

## Tinción de Porta Objetos Totalmente Automatizado

### Modelo YR436-1



#### Descripción del Producto:

Sistema de transmisión flexible de bajo ruido y resistente al desgaste utilizando materiales y elementos importados de alta calidad para garantizar un funcionamiento estable y un rendimiento confiable.

- ✓ Con su pequeña huella, este mini dispositivo compacto se puede colocar cerca del área de la sección para un flujo de trabajo óptimo
- ✓ Con su interfaz de pantalla táctil intuitiva y su conveniente comunicación entre el hombre y la máquina, la operación es fácil de aprender y fácil de usar.
- ✓ Pantalla táctil integrada con un sistema de control intuitivo altamente inteligente ofrece un conjunto completo de funciones, rendimiento confiable y operación fácil
- ✓ La robusta carcasa recubierta de APS, simplificada, fácil de limpiar y altamente resistente a la corrosión.
- ✓ 24 carreras se pueden manchar simultáneamente con un proceso de tinción rápida
- ✓ El bastidor de diapositivas se puede detener o sumergir opcionalmente en una copa según la selección de usuario después de completar el proceso de tinción, con un pitido para alertar al usuario
- ✓ Permitir que este dispositivo sea una opción ideal para la tinción H & E
- ✓ Sistema de transmisión flexible de bajo ruido y desgaste que utiliza materiales y elementos importados de alta calidad para garantizar un funcionamiento estable y un rendimiento confiable
- ✓ Sistema inteligente de flujo de entrada / salida / drenaje automático que garantiza un rendimiento de lavado suficiente en cada paso y mejora la eficiencia del agua
- ✓ Se pueden programar y almacenar 25 juegos de protocolos de tinción en el sistema con cada protocolo que contiene 30 pasos editables para la tinción
- ✓ Operación de alerta de error

<b>Modelo</b>	YR436-1
<b>Número de tanques</b>	15 (la estación 1 es para secado, la estación 2 para lavado y las otras 13 estaciones para reactivos)
<b>Capacidad de cada tanque</b>	alrededor de 350ml
<b>Duración del tratamiento en el tanque.</b>	ajustable entre 0 y 59 minutos y entre 0 y 59 segundos
<b>Precisión del control de temperatura</b>	± 1%
<b>Tiempo de goteo</b>	ajustable entre 0 y 60 segundos
<b>Frecuencia de agitación</b>	ajustable entre 0 y 6 veces/minuto
<b>Tensión de trabajo</b>	AC220V ± 10% 50Hz (modelo estándar); CA 110 V ± 10 % 60 Hz
<b>Energía</b>	400W
<b>Dimensiones</b>	925 × 250 × 260 mm (L × P × H)
<b>Peso</b>	27 kg



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





A different accompaniment, at your service

# CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



## Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



## Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



## MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

**Gracias!**

**Artículos Kalstein**

(Redes sociales y sitios web oficiales)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens system of very short focal length.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE  
**SEDE**

Optimum Business Center, 450 Rue  
Baden Powell, 34000 Montpellier -  
France.

**Fax:** +33 (0) 4 67 15 88 49

**Tlf:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

**Sitios web oficiales de América Latina.**

**Vídeos de formación Kalstein**

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



**Kalstein France - Jacinto  
Convit Foundation / Allianc...**

23 views • 3 years ago



**Kalstein's Microscopes**

445 views • 1 week ago

