




Kalstein®

A different accompaniment, at your service

SECTOR VETERINARIO

UNIDAD ELECTROQUIRURGICA
VETERINARIA





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Equipos Quirúrgicos

Unidad Electroquirúrgica Veterinaria

Modelo YR06132



Descripción del Producto:

- ✓ Corte puro: con un valor máximo de potencia de salida de hasta 300 W, aplicable a cualquier tejido para cortar;
- ✓ Corte mixto: aplicable a cualquier tejido con ligero efecto de homeostasis;
- ✓ Coagulación completa: aplicable a cirugía abierta con un efecto de coagulación profundo y bueno;
- ✓ Coagulación por pulverización: aplicable a una amplia zona de tejido con una pulverización de chispas. La penetración es menos profunda y el área tisular es mayor que en el modo fulgurante.
- ✓ Coagulación bipolar: Minimiza el daño al tejido limitando la cantidad de tejido implicado en el circuito electro quirúrgico.



Características:

- ✓ Fácil y rápido de instalar; Compacto y ligero
- ✓ Ahorra tiempo con el acceso automático a los modos y ajustes de potencia utilizados anteriormente
- ✓ Realiza los procedimientos electro quirúrgicos más comunes en el consultorio, Incluye salidas monopolares y bipolares
- ✓ Garantiza un rendimiento clínico coherente en diversos procedimientos.
- ✓ Mayor seguridad del paciente con un sistema de monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno (REM). El sistema REM supervisa continuamente los niveles de impedancia del paciente y desactiva el generador si se detecta un fallo en el contacto paciente/electrodo de retorno.
- ✓ Aplicable a cirugía general, cirugía torácica, ortopedia, obstetricia y ginecología, cirugía urológica, cirugía cerebral, microcirugía, cirugía ORL, etc.



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Equipos Quirúrgicos
Unidad Electroquirúrgica Veterinaria
Modelo YR06132



Descripción Técnica:

Modelo	YR06132
Modos de salida	Puro: 300W 300Ω
	Corte mixto: 250W 300Ω
	Coagulación completa: 120W 300Ω
	Coagulación por pulverización: 100W 300Ω
	Coagulación bipolar: 70W 100Ω
Temperatura ambiente de trabajo	5°C-40°C
Rango de presión atmosférica	86-106Kpa
Tensión de línea	110/220V
Frecuencia de línea	50/60 Hz
Frecuencia de salida	540 KHz



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tit: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación
Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>




**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens system of varying magnification.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

