




# SECTOR VETERINARIO

ULTRASONIDO VETERINARIO



## Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

## Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



### Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



### #Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



### Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



### Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



## KALSTEIN® Ultrasonido Veterinario

### Ultrasonido Veterinario de Muñeca

Modelo YR06144



#### Descripción del Producto:

- ✓ Diseño de muñeca, múltiples patentes en uno, inteligente y ligero, fácil de llevar, conveniente para examinar.
- ✓ Muñeca, colgar alrededor del cuello, escritorio, sombra solar exterior, total cuatro tipos de aplicación, que trae la nueva experiencia de aplicación a los usuarios.
- ✓ LCD en color de alta resolución de 5,7", alto brillo, alto contraste, gran visibilidad, imagen clara y exquisita.
- ✓ Medición OB: EDD y GA para ovinos, equinos, ovinos, caninos, felinos, cabra, cerdo y llama.
- ✓ 5 tipos ampliación, la profundidad máxima de visualización es 200mm.
- ✓ MODO DE VISUALIZACIÓN: B, 2B, 4B, B/M, M.
- ✓ 100 marcos de almacenamiento permanente.
- ✓ Ocho pseudo colores (incl. B/N).
- ✓ Puerto USB de alta velocidad compatible con disco U de alta capacidad.
- ✓ Salida de TV de modo dual: PAL/NTSC, conexión a grabador de vídeo y gafas de vídeo.
- ✓ Ratón opcional para un funcionamiento más sencillo.
- ✓ Congelar o descongelar la imagen al soltar el obturador.
- ✓ A prueba de agua, a prueba de polvo, radiador de ventana único, evitar la infección cruzada de la granja.
- ✓ Adopción de CA y CC para suministrar energía, equipado con 1pc de batería de litio de alta capacidad que puede hacer que la máquina trabaje más de 200 minutos.
- ✓ Adoptar ARM7 sistemas de control integrados y tecnología de miniaturización patentada de sistemas de hardware ultrasónico.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



**KALSTEIN® Ultrasonido Veterinario**

**Ultrasonido Veterinario de Muñeca**

**Modelo YR06144**



**Especificaciones Técnicas:**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Modelo                         | YR06144  |
| Categoría                      | Ultrasonido en blanco y negro  |
| Pedido Mínimo                  | 1 piezas   |
| Tiempo de Entrega              | Dentro de 15 días contra el pago   |
| Tamaño del Paquete (cm)        | 46*24*39   |
| Peso Bruto (kg)                | 7.00   |
| Animal Aplicable               | Gato, perro, caballo, vaca   |
| Departamento Aplicable         | Sala de examen   |
| Calificación del adaptador:    | 100-240V, 50-60Hz, 1.2A. Salida del adaptador: DC12.8V 3.0A.                       |
| Batería:                       | 1pc de batería de litio de alta capacidad(2400mAh), más de 200 minutos de trabajo. |
| Peso neto:                     | 1.0kg.   |
| Tamaño de la unidad principal: | 155x180x80mm (longitud x ancho x altura)   |



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





**Kalstein**<sup>®</sup>

A different accompaniment, at your service

## CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



**Fundación Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

**Gracias!**

**Artículos Kalstein**

(Redes sociales y sitios web oficiales)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE  
**SEDE**

Optimum Business Center, 450 Rue  
Baden Powell, 34000 Montpellier -  
France.

**Fax:** +33 (0) 4 67 15 88 49

**Tlf:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

**Sitios web oficiales de América Latina.**

**Vídeos de formación Kalstein**

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto  
Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

