




Kalstein®

A different accompaniment, at your service

SECTOR VETERINARIO

MÁQUINAS DE ANESTESIA VETERINARIA





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Maquinas de Anestesia Veterinaria
Ventilador de Anestesia Veterinaria
Modelo YR06103



Descripción del Producto:

- ✓ Compacto y ahorra espacio
- ✓ Ligero y fácil de mover
- ✓ Cálculo automático por peso de los demás parámetros
- ✓ Con el modo de respiración PCV modo, lograr la respiración de forma automática

Características:

- ✓ Asegurar que el animal esté más cómodo
- ✓ Con fuelle para animales grandes y fuelle para animales pequeños
- ✓ La tubería de la fuente de gas toma la fuente de gas de alto valor, sin fugas para siempre
- ✓ Pantalla táctil HD TFT para un manejo fácil y sencillo
- ✓ Batería incorporada para soportar más de dos horas en caso de corte del suministro eléctrico
- ✓ Compatible con diferentes marcas de máquinas de anestesia veterinaria



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Maquinas de Anestesia Veterinaria

Ventilador de Anestesia Veterinaria

Modelo YR06103



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR06103
Mostrar	Pantalla táctil TFT de 9 pulgadas
Tipo de gas	O2 o Aire
Presión de entrada	280-600 kPa
Caudal máximo	≤ 120 L / min
Modo de funcionamiento	VCV, PCV, SPONT, Manual, Demo
Forma de onda	Presión, caudal, volumen
Bucle	Bucle PV, bucle PF, bucle FV
Presión de seguridad	La presión del sistema no supera los 6 KPa
Tipo de batería	Li-ion, tiempo de trabajo más de 2 horas
Volumen tidal Rango	20 – 1500 ml
Frecuencia respiratoria Rango	1 ~ 150 lpm
Tiempo inspiratorio Rango	0.1 ~ 12s
Relación de respiración Rango	9,9:1 a 1:9,9
Porcentaje de pausa inspiratoria Rango	De 0 a 50%.
Rango PEEP	OFF, 3 ~ 20 cmH2O
Rango de presión de apoyo	0 ~ 60 cmH2O
Rango de presión inspiratoria	2 ~ 60 cmH2O
Intervalo de disparo de caudal	0,5 ~ 20L/min
Rango de disparo de presión	-1 ~ -20 cmH2O
PSV Insp Nivel de terminación	25%
Parámetros de control	Volumen tidal inspiratorio/expiratorio Rango:0 ~ 2500 mL
Ventilación por minuto	Rango de visualización: 0 ~ 99L/min, Rango de uso: 0 ~ 25L/min
Ventilación minuto espontánea	Rango de visualización: 0 ~ 99L/min, Rango de uso: 0 ~ 25L/min
Pea/Presión media de las vías respiratorias Intervalo	0 ~ 80 cmH2O
FiO2(opcional) Alcance	15 a 100



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto
Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

