



Un accompagnement différent à votre service



 **Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S

SECTEUR MÉDICAL

SCANNER À ULTRASONS

www.kalstein.net/fr/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Scanner À Ultrasons

Échographie Doppler couleur 128 éléments de bonne qualité

Modelé YR05151



SCANNER À ULTRASONS



Description du produit:

- ✓ Grand écran couleur LED de 15 pouces Fonction Real Doppler Ports USB et port VGA et 4 connecteurs de sonde
- ✓ Application principale : abdomen/cardiaque/obstétrique/gynécologie/urologie/androgologie/petit/vasculaire/pédiatrie/troubles musculosquelettiques, etc.
- ✓ Image des modes : B 2B... 4B MB/M/B/C. B/D/B/C/D/B/CFM/D CF + Modèle B Simultanément PDI Bicolore Couleur simultanée 2D/3D/4D Composite Couleur PW CW Duplex/Triplex... CFM... CDE CD Directionnel PD Anatomie M Couleur Mode M
- ✓ Doppler couleur basé sur PC avec système Windows pouvant se connecter à toutes les imprimantes de toutes les marques La zone imprimée est réglable et peut être des photos ou des rapports image + rapport, etc.
- ✓ Protocole DICOM 3.0 intégré
- ✓ Fonction multi-langues : anglais, chinois, espagnol, portugais, russe, arabe, français, vietnamien, indonésien, allemand, persan, thai



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tit: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Scanner À Ultrasons

Échographie Doppler couleur 128 éléments de bonne qualité

Modelé YR05151



Modèle	YR05151	
Spécifications physiques		
Poids de l'équipement	80 kg	
Taille d'emballage	100cm×80.5cm×148cm	
Poids d'emballage	200kg	
Connectivité/Médias/Périphériques		
Port Transducteur	4	
Prises USB	4	
128 Disque dur	128 Go (SSD) 120G/200 Go SSD (en option)	
Zone d'impression	Reportage image image + reportage	
port Ethernet	2(100Mb/1000Mb)	
écran externe	hdmi-vga	
Imprimante (facultatif)	Imprimante numérique Câble USB Imprimante laser numérique Imprimante thermique N/B	
Spécifications matérielles du moniteur LED		
Taille	quinze »	
Rapport de contraste	800:01:00	
Résolution	1024*768 pixels	
Luminosité	230cd/m2	
La profondeur de la couleur	24 bits	
Angle de rotation	±90°	
Griser les niveaux	256	
Connectivité DICOM		
Logiciel	Logiciel 3D... 4D CW...PW intégré	
Stockage d'images		
Format de stockage	PNG AVI BMP JPEG DICOM	
Exportation de format vidéo	AVI	
Exporter le format d'image	PNG JPEG BMP DICOM	
Performance globale:	Haut débit numérique	12288 canaux
	faire-ex	Reprogrammable
	tension de transmission	Réglable (15 étapes)
	Gamme de fréquences Beam-Ex	1 ~ 40 MHz



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is a common biological instrument used in laboratories.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerator is a device used for the storage of the most sensitive equipment that needs to maintain in a controlled environment (refrigerated space), various fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

