




SECTEUR VÉTÉRINAIRE

ÉCHOGRAPHES VÉTÉRINAIRES



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective correcte de vos équipements, grâce à aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Échographes Vétérinaires

Échographie Vétérinaire de Poignet

Model YR06144



Description du produit:

- ✓ Conception de poupée, multiples brevets en un, intelligent et léger, facile à transporter, pratique pour examiner.
- ✓ Poupée, à accrocher autour du cou, sur le bureau, parasol extérieur, au total quatre types d'application, apportant une nouvelle expérience d'application aux utilisateurs.
- ✓ Écran LCD couleur de haute résolution de 5,7", haute luminosité, haut contraste, grande visibilité, image claire et exquise.
- ✓ Mesure OB : EDD et GA pour les moutons, les chevaux, les chiens, les chats, le chèvre, le cochon et le lama.
- ✓ 5 types d'agrandissement, la profondeur d'affichage maximale est de 200mm.
- ✓ MODE D'AFFICHAGE: B,2B,4B,B/M,M.
- ✓ 100 cadres de stockage permanent.
- ✓ Huit couleurs pseudo (incl. B/W).
- ✓ Port USB haute vitesse compatible avec le disque U de grande capacité.
- ✓ Sortie TV en mode double: PAL/NTSC, connexion à un magnétoscope et des lunettes vidéo.
- ✓ Souris optionnelle pour une opération plus facile.
- ✓ Geler ou dégeler l'image lors du déclenchement de l'obturateur.
- ✓ Étanche, résistant à la poussière, radiateur de fenêtre unique, empêcher l'infection croisée de la ferme.
- ✓ Adoption de l'AC et du DC pour alimenter, équipé d'une batterie au lithium de haute capacité qui peut faire fonctionner la machine plus de 200 minutes.
- ✓ Adopter les systèmes de contrôle intégrés ARM7 et la technologie brevetée de miniaturisation des systèmes matériels ultrasoniques..



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation will be made to a non-profit foundation that fights against breast cancer and helps most vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



KALSTEIN® Échographes Vétérinaires
Échographie Vétérinaire de Poignet
Model YR06144



ÉCHOGRAPHES VÉTÉRINAIRES



Spécifications Techniques:

Modèle	YR06144
Catégorie	Échographie en noir et blanc
Commande Minimale	1 pièces
Temps de Livraison	Dans 15 jours après paiement
Taille du Paquet (cm)	46*24*39
Poids Brut (kg)	7.00
Animal Applicable	Chat, chien, cheval, vache
Département Applicable	Salle d'examen
Évaluation de l'adaptateur :	100-240V, 50-60Hz,1.2A. Sortie de l'adaptateur: DC12.8V 3.0A.
Batterie :	1pc de batterie au lithium de grande capacité(2400mAh), plus de 200 minutes de travail.
Poids net :	1.0kg.
Taille de l'unité principale :	155x180x80mm (longueur x largeur x hauteur)



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation will be made to a non-profit foundation that fights against breast cancer and helps most vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW

How does the climate affect your microscope?

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW

What is the importance of the laboratory refrigerator?

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

